

## Manuel d'utilisation Synapse plateforme

Modules analyse d'ordonnance



# Module **Contre-Indication Terrain**

## USAGE ATTENDU

Le module “**Contre-indication terrain**” favorise le bon usage du médicament par la détection des contre-indications et vigilances liées au terrain clinique du patient.

Ce module est à destination des professionnels de santé impliqués dans **la prise en charge médicamenteuse des patients** (médecins, pharmaciens, infirmières, sage-femme, dentiste etc.).

Il permet de connaître les contre-indications et vigilances médicamenteuses selon le terrain clinique du patient.

Les données sont issues de la base de données Thériaque.

## PRÉ-REQUIS AVANT UTILISATION

**Aucune formation** n'est nécessaire avant l'utilisation de ce module.

Les exigences minimales nécessaires pour faire fonctionner ce module comme prévu sont décrites dans la fiche technique.

## MODALITÉS D'UTILISATION

### Saisie du profil du patient : terrain clinique

Renseignez dans le “**Profil Patient**” la tranche d'âge du patient, l'éventuel statut de grossesse/allaitement, les insuffisances d'organes (rénale, hépatique, cardiaque), les autres comorbidités et les allergies médicamenteuses.

*N.B : le stade d'insuffisance rénale est calculé selon la formule de Cockcroft et Gault à partir du poids et de la valeur de créatininémie saisis.*

### Profil patient

- 65 ans

65 à 75 ans

+ 75 ans

Grossesse

Allaitement



Insuffisance rénale



Insuffisance hépatique



Insuffisance cardiaque



Allergies médicamenteuses



# Module **Contre-Indication Terrain**

## MODALITÉS D'UTILISATION

### Contre-indications

Cliquez sur l'onglet "**Terrains**" pour connaître les contre-indications et vigilances liées au profil patient.

Les contre-indications et vigilances peuvent être visualisées **par médicament** **1** ou **par terrain** **2**.

Pour chaque situation, le niveau d'alerte (vigilance ou contre-indication) est indiqué.

## Alertes terrains cliniques

Attention : les résultats obtenus dépendent des informations renseignées (médicaments et profil patient)

**1** Par médicament Par terrain **2**

### IBUPROFENE

#### Insuffisance rénale\*

- Insuffisance rénale aigüe **VIGILANCE**

 Niveau d'alerte

#### Insuffisance cardiaque

- Insuffisance cardiaque non contrôlée **VIGILANCE**

#### Allergies médicamenteuse

- ains **CONTRE-INDICATION**

### OMEPRAZOLE

Aucune problématique détectée

Outre les contre-indications, le module permet de signaler diverses alertes telles qu'un risque pour la conduite de véhicule, la présence d'un produit à caractère dopant,...

# Module **Contre-Indication Terrain**

## MISES EN GARDE

Les résultats fournis dépendent directement des **données renseignées préalablement** (liste des médicaments, profil patient). Veillez à vous assurer de l'exactitude des informations renseignées pour des résultats fiables.

## INFORMATIONS EN CAS DE PROBLÈME

Toute réclamation ou dysfonctionnement en lien avec le dispositif doit nous être notifié à l'adresse [contact@synapse-medicine.com](mailto:contact@synapse-medicine.com)

## INFORMATIONS ADMINISTRATIVES



### Fabricant :

Synapse Medicine

3 rue Lafayette 33 000 Bordeaux

**Dispositif médical Classe I** 

*Notice Module Contre-Indication Terrain PRO - version Juillet 2021*