

AMS700™
Implante de pene de tres piezas

LA PRÓTESIS INFLABLE DE AMS MÁS UTILIZADA – LA LÍNEA DE PRODUCTOS PARA PRÓTESIS DE PENE AMS 700™

Disponible con o sin cilindros preconectados y bomba para una vía de acceso infrapúbica o penoescrotal. Ofrece una combinación de características centradas tanto en la satisfacción del cirujano como del paciente.

EXCELENTE EXPANSIÓN DE LA CIRCUNFERENCIA ▲ EXCEPCIONAL RIGIDEZ ▲ FLACIDEZ DE ASPECTO NATURAL

IMPLANTE SENCILLO USO SENCILLO

Reservorio de bajo perfil Conceal™

- ▲ Revestimiento de Parylene que mejora la duración del reservorio²
- ▲ Optimiza el ajuste para ofrecer una solución elegante y flexible

Diseño del cilindro y el extensor

- ▲ Perfil proximal reducido para facilitar la introducción en los cuerpos cavernosos, incluso en casos de difícil dilatación²
- ▲ Los extensores Snap-Fit™ de encaje a presión optimizan el acoplamiento y proporcionan una conexión rígida y segura²
- ▲ La amplia gama de longitudes de los extensores (0,5-7,5 cm, en incrementos de 0,5 cm) permite personalizar el encaje para los pacientes

Bomba de presión momentánea (MS)

- ▲ Se desinfla fácilmente con una sola pulsación del botón²
- ▲ Válvula de bloqueo que impide el inflado automático²

El AMS 700™ tiene un índice total de satisfacción del paciente y su pareja del **92 %** y el **96 %**, respectivamente.¹

INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE SEGURIDAD⁴

- ▲ No indicado para pacientes con infecciones urogenitales o infecciones activas de la piel en la región de la cirugía.
- ▲ Imposibilita las erecciones latentes naturales o espontáneas y es incompatible con otras opciones de tratamiento quirúrgico. El resultado puede ser un pene acortado, curvo o con cicatrices.
- ▲ En pacientes afectados de diabetes, traumatismos de la médula espinal o llagas, el riesgo de infecciones asociadas con una prótesis puede aumentar.


1 F. Montorsi, et al. AMS Three-Piece Inflatable Implants for Erectile Dysfunction: A Long-Term Multi-Institution Study in 200 Consecutive Patients: Eur Urol. 2000; 37: 50-55.

2 Datos de archivo en AMS

3 FDA/PDP D970012-S065

4 Instrucciones de uso de la línea de productos para prótesis de pene AMS 700™ con MS Pump™. American Medical Systems. 2013.

AMS
700™ MS Series



PRÓTESIS DE PENE INFLABLE AMS 700™ MS LGX

▲ Exclusivos de AMS: Cilindros diseñados para optimizar la Longitud y eXpansión de la Circunferencia con elongaciones posibles de hasta un 20 %, en función de la anatomía de los pacientes¹

PRODUCTO	N.º DEL ARTÍCULO
LGX preconectado MS 12 cm, PS,	72404300
LGX preconectado MS 15 cm, PS,	72404301
LGX preconectado MS 18 cm, PS,	72404302
LGX preconectado MS 21 cm, PS,	72404303
LGX preconectado MS 12 cm, IP,	72404305
LGX preconectado MS 15 cm, IP,	72404306
LGX preconectado MS 18 cm, IP,	72404307
LGX preconectado MS 21 cm, IP,	72404308

PRÓTESIS DE PENE INFLABLE DE TRES PIEZAS AMS 700™ MS CXR

▲ Todas las ventajas de una prótesis de pene inflable, incluida la expansión de la circunferencia, para pacientes que necesitan cilindros más pequeños por tener cuerpos cavernosos escleróticos o cicatrizados¹

PRODUCTO	N.º DEL ARTÍCULO
CXR preconectado MS, 10 cm, PS,	72404010
CXR preconectado MS, 12 cm, PS,	72404011
CXR preconectado MS, 14 cm, PS,	72404012
CXR preconectado MS, 16 cm, PS,	72404013
CXR preconectado MS, 18 cm, PS,	

PRÓTESIS DE PENE INFLABLE AMS 700™ MS CX

▲ Cilindros de eXpansión Controlada que optimizan la circunferencia y amplían las longitudes disponibles.

PRODUCTO	N.º DEL ARTÍCULO
CX preconectado MS 12 cm, PS,	72404280
CX preconectado MS 15 cm, PS,	72404281
CX preconectado MS 18 cm, PS,	72404282
CX preconectado MS 21 cm, PS,	72404283
CX preconectado MS 24 cm, PS,	
CX preconectado MS 12 cm, IP,	72404285
CX preconectado MS 15 cm, IP,	72404286
CX preconectado MS 18 cm, IP,	72404287
CX preconectado MS 21 cm, IP,	72404288
CX preconectado MS 24 cm, IP,	

*Disponible como pedido especial

RESERVORIOS

PRODUCTO	N.º DEL ARTÍCULO
Reservorio Conceal™	720182-01
Reservorio, 65 ml, PC	72404161
Reservorio, 100 ml, PC	72404162

Resumen de advertencias y contraindicaciones

La prótesis de pene inflable de la serie AMS 700™ está indicada para el tratamiento de la disfunción eréctil masculina (impotencia) orgánica y crónica. Estos dispositivos están contraindicados en pacientes que padezcan infecciones urogenitales activas o infecciones de la piel activas en la zona de la cirugía (o, en el caso del AMS 700 con InhibiZone™, en pacientes sensibles o alérgicos a la rifampicina, minociclina u otras tetraciclinas). El implante elimina las erecciones latentes naturales o espontáneas y no es compatible con otras opciones de tratamiento quirúrgico. Los hombres con diabetes, lesiones en la médula espinal o llagas pueden sufrir un mayor riesgo de infección. En caso de no evaluar y tratar la erosión del dispositivo podría producirse una infección y pérdida tisular. El implante puede provocar el acortamiento, la curvatura o la cicatrización del pene. Entre los posibles efectos adversos se incluyen dolor urogenital (normalmente asociado con la cicatrización), edema urogenital, equimosis urogenital, eritema urogenital, encapsulación del reservorio, insatisfacción del paciente, inflado automático, fallo mecánico y trastornos de la micción.

Antes de utilizar estos dispositivos, lea en las Instrucciones de uso una lista completa de las indicaciones, contraindicaciones, advertencias, precauciones y efectos adversos potenciales.

Solamente Rx

AMS 700™ MS Series, InhibiZone™, Snap-Fit™ y Conceal™ son marcas comerciales de American Medical Systems, Inc
© 2013 American Medical Systems, Inc. Todos los derechos reservados. Minnetonka, MN 55343
AMSUS/700-00230a/Agosto 2013 www.AmericanMedicalSystems.com 1-800-328-3881
Para uso exclusivo en AU, CA, NZ y EE. UU.
URO-629801-AA-PLM

