

CATÁLOGO COMPLETO DE SUTURAS



Distribuido por:

Nutricare
Salud integral

📞 (506) 2241 3040 🌐 Nutricare 🌐 www.nutricare.co.cr

SUTURA DE MONOFILAMENTO ABSORBIBLE

Monosyn® Quick



Gluconato absorbible de alta resistencia (Corto plazo)

Recubrimiento: Ninguno

Estructura:
Sutura de monofilamento

Color: sin teñido

Medida: 0.7 – 4
USP: 6/0 – 1

Resistencia:
1 día 100%
5 días 70-80%
6-7 días 50%
10 días 20-30%

Absorción de masa:
después de 56 días

Indicaciones Generales:

- Cirugía plástica
- Ginecología y Obstetricia
- Urología y Pediatría
- Odontología y ENT
- Maxilofacial

Monosyn®



Gluconato absorbible de alta resistencia (mediano plazo)

Recubrimiento: Ninguno

Estructura:
Sutura de monofilamento

Color: violeta y sin teñido

Medida: 0.5 – 5
USP: 7/0 – 2

Resistencia:
1 día 100%
14 días 50%
21 días 20%

Absorción de masa:
luego de 60 días hasta 90 días

Indicaciones Generales:

- Cirugía Gastrointestinal
- Ginecología y Obstetricia
- Urología
- Cierre cutáneo
- Pediatría
- Ligaduras
- Cierre de tejidos blandos en todas las especialidades

MonoPlus®



Polydioxanon absorbible de alta resistencia (largo plazo)

Recubrimiento: Ninguno

Estructura:
Sutura de monofilamento

Color: violeta

Medida: 0.5 – 5
USP: 7/0 – 2

Resistencia:
1 día 100%
14 días 90%
28 días 50%
35 días 50%

Absorción de masa: luego de 180 días hasta 210 días

Indicaciones Generales:

- Ortopedia (tendones, capsula articular)
- Cirugía cardiovascular pediátrica
- Cirugía general
- Eclósion de la pared abdominal

MonoMax®



Poly-4hydroxybutyrate extra absorbible de alta resistencia (extralargo plazo)

Recubrimiento: Ninguno

Estructura:
Sutura de monofilamento

Color: violeta

Medida: 3 – 4
USP: 2/0 – 1

Resistencia:
1 día 100%
14 días 100%
28 días 90%
42 días 70%
84 días 60%
112 días 40%
140 días 25%

Absorción de masa:
después de 13 meses

Indicaciones Generales:

- Cierre de la pared abdominal

SUTURA DE MULTIFILAMENTO ABSORBIBLE

Novosyn®



Poliglactina 90/10
absorbible de alta resistencia
(mediano plazo)

Recubrimiento:
Ácido poli glicólico 35/65,
Estearato de calcio

Estructura: Trenzada

Color: violeta y sin teñido

Medida: 0.4 – 5
USP: 8/0 – 2

Resistencia:	
1 día	100%
14 días	75%
21 días	40-50%
28 días	25%

Absorción de masa: después
de 56 días hasta 70 días

Indicaciones Generales:

- Cirugía gastrointestinal
- Ginecología y Obstetricia
- Ortopedia
- Cirugía oftalmológica
- Urología
- Cierre cutáneo (intercutáneo y subcutáneo)
- Ligaduras



SUTURA NO ABSORBIBLE

PremiCron®



Poliéster no absorbible

Recubrimiento: Silicona

Estructura:
Trenzada


Color: verde y blanco

Medida: 0.7 – 7
USP: 6/0 – 5

Indicaciones Generales:

- Cirugía cardiovascular
- Cirugía general

Dafilon®



Composición de la hebra:
Monofilamento

Composición
química: Poliamida

Recubrimiento: Sin recubrir

Métrico: 0,1 – 4

USP: 11/0 – 1

Colores: Azul, negro

Indicaciones Generales:

- Cierre de la piel
- Fijación de drenajes y catéters

Optilene®



Polipropileno.

Recubrimiento: No impregnado

Estructura:
Sutura de monofilamento

Color: Azul

Medida: 0.2- 3.5
UPS 10/0- 0

Absorción de masa:
No absorbible

Indicaciones Generales:

- Indicación Anastomosis de arterias
- Reparación de válvula cardíaca



AGUJAS

Cirugía/ General

● Punta Redonda

Ethicon	Syneture	B. Braun	
1/2 Círculo			
CT-3	GS-23	HR22S	22mm
CT-2	GS-22	HR26S	26mm
CT-1	GS-21	HR37S	37mm
CT	GS-24	HR40S	40mm
CTX	GS-25	HR4B	48mm
TP-1	GS-26	HR65	65mm
XLH	GS-27	HR76	76mm

5/8 Círculo

LIR-6	GU-46	FR26	26mm
LIR-5	GU-45	FR36	36mm
LIR-4	GU-44	FR40	40mm

1/2 Círculo cuerpo pesado

UCL		HR13SS	13mm
MO-7	HGS-23	HR22SS	22mm
MO-6	HGS-22	HR26SS	26mm
MO-5	HGS-20	HR30SS	30mm
MO-4	HGS-21	HR37SS	37mm
MO-2	HGS-24	HR40SS	40mm

○ Punto Contundente

CTB-1	BGS-21	HRN35	35mm
CTX-B	BGS-25	HRN50	50mm
BP-1		HRN65	65mm
BP	BGS-2B	HRN85	85mm

Microcirugía

● Punta Cónico

Ethicon	Syneture	B. Braun	
1/8 Círculo			
BV50-3	BV-50-3	DRm3	3mm
BV75-3	BV-75-3	DRm4	4mm
BV130-3	MV-130-3	DRm45	4.5mm
BV100-4	MV-100-4	DRm5	5mm
BV130-5	MV-135-5	DRmV6	6mm
BV175-6	MV-175-8	DRBF	8mm
BV175-8	MV-175-9	DR10F	10mm

1/2 Círculo

BV-100-3	HRm5	5mm
----------	------	-----

Cardiovascular

● Punta Redonda

Ethicon	Syneture	B. Braun	
3/8 Círculo			
BV130-5	MV-135-5	DRG	6mm
BV175-6	MV-175-8	DRBF	8mm
BV175-8	MV-175-9	DR10F	10mm
BV-1	CV-1	DR10	10mm
BV	CV	DR12	12mm
C-1	CV-11	DR12	12mm
BB	CV-15	DR1B	18mm
BB-1		DR22	22mm

1/2 Círculo

RB-3	CV-20	HR10	10mm
TF-4		HR10	10mm
RB-2	CV-22	HR13	13mm
TF	CVF21	HR13	13mm
RB-1	CV-23	HR17	17mm
SH-2		HR20	20mm
SH-1	CV-25	HR22	22mm
SH	V-20	HR26	26mm
MH	V-26	HR37	37mm

▽ Corte Corto

3/8 Círculo			
V100-3	MV-100-4		4mm
V130-4	MV-100-4		6mm
CC	KV-1		8mm
CC-1	KV-11		2mm
V-4	KV-15		8mm

⊕ Punto Trocar

1/2 Círculo			
V-5	KV-5		17mm
V-7	KV-7		26mm

1/2 Círculo

V-34	KV-34		37mm
V-37	KV-37		40mm
V-40	KV-40		48mm

▲ Corte Cónico

Ethicon	Syneture		
1/2 Círculo			
CCS	SCC		48mm
CCS-1	SCC-1		60mm

3/8 Círculo

CPS-3	DSMP16		16mm
-------	--------	--	------

Oftálmica

◻ Espátula Micro Punto Premium

Ethicon	Syneture	B. Braun	
1/4 Círculo			
CS-1000-B	SE100-B	VLM6S	6mm

3/8 Círculo

CS-10340-4			4mm
CS-10340-6	SE-140-6		6mm

1/2 Círculo

CS-10360-6	HLm6		6mm
S-28	HLmB		8mm

Curva Progresiva

CS-B-6	PLm5		5mm
--------	------	--	-----

1/8 Círculo

CC44-6	SLm6		6mm
--------	------	--	-----

1/4 Círculo

S-29	SS-29		6mm
S-24	SS-24		8mm
S-14	SS-14		8mm

▽ Corte con Micro punto Premium

3/8 Círculo			
G-6	HE-6		7mm
G-1	HE-1		1mm
G-3			3mm

1/2 Círculo

G-7/G-2	HE-7	HSMPP9	9mm
---------	------	--------	-----

AGUJAS

Cuticular

▼ Corte en inversa

Ethicon	Syneture	B. Braun	
3/8 Círculo			
M-2		DS16	16mm
FS-2	C-15	DS19	19mm
FS-1	C-14	DS24	24mm
FS	C-15	DS24	24mm
FSLX	C-16	DS30	30mm
FSLX	C-17	DS39	39mm
LS-1		DS45	45mm
LR	GS-18	DS76	76mm

1/2 Círculo

Ethicon	Syneture	B. Braun	
M-1	C-21	HS15	15mm
J-1	C-22	HS18	18mm
X-1	C-23	HS23	23mm

▼ Corte recto

Ethicon	Syneture	B. Braun	
TS	SC-1	GS51	5mm
KS	SC-2	GS60	60mm
SKS		GS65V	65mm

Plástica/ Cosmética

▼ Corte en inverso Micro punto Premium

Ethicon	Syneture	B. Braun	
3/8 Círculo			
P-6	P-16	DSMP7	7mm
P-1	P-10	DSMP11	11mm
P-3	P-13	DSMP13	13mm
PS-3	P-11	DSMP16	16mm
PS-2	P-12	DSMP19	19mm
PS-1	P-14	DSMP24	24mm
PS	P-15	DSMP24	24mm
PSL	C-16	DSMP30	30mm
PSLX	C-17	DSM39	39mm

▼ Corte con Micro punto Premium

Ethicon	Syneture	B. Braun	
3/8 Círculo			
PC-1	PC-13	DSMP13	13mm
PC-3	PC-11	DSMP16	16mm
PC-5	PC-12	DSMP19	19mm

1/2 Círculo

Ethicon	Syneture	B. Braun	
P-2	P-21	HSMP9	9mm
PS-6	P-21	HSMP9	9mm
PS-5	P-22	HSMP12	12mm
PS-4	P-24	HSMP15	15mm
PC-12	DXH-16	HSMP15	15mm

Ortopédico

▼ Corte en reversa

Ethicon	Syneture	B. Braun	
1/2 Círculo			
CP-2	GS-10	HS26S	26mm
CP-1	GS-11	HS37S	37mm
CP	GS-12	HS40S	37mm
CPX	GS-13	HS4B	40mm

Cuerpo denso

Ethicon	Syneture	B. Braun	
1/2 Círculo			
OS-2		HS17SS	17mm
OS-4	HOS-10	HS23SS	23mm
OS-6	HOS-11	HS37SS	37mm
OS-8	HOS-12	HS40SS	40mm

Endoscopia

● Punta Redonda (taper point)

Ethicon	Syneture	B. Braun	
Recta			
ST-4			19mm
ST-1			40mm

1/2 Círculo

Ethicon	Syneture	B. Braun	
SH-1	CV-25		22mm
SH	V-20		26mm
CT-2	GS-22		26mm

B | BRAUN
SHARING EXPERTISE


Distribuido por:

Nutricare
Salud integral

☎ (506) 2241 3040 📍 Nutricare 🌐 www.nutricare.co.cr

B. Braun Tecnologías de Cierre

Nomenclatura de agujas



- Punta Redonda
- ▼ Reverso cortante
- ◄ Lanceta
- ⊕ Punto Trocar
- Punto Contundente
- ⊙ Cortante (tapercut)
- ⊖ Corte Corto
- ◀ Corte inverso Micro punto
- ◄ Lanceta de Micro punto