





www.3pp-eifu.com  
Danish (DA)

## Sådan bæres Oval-8® skinner


1. Boutonniere deformitet



4. Mallet finger




2. Kroget finger




5. Svanehalsdeformitet



3. Udløser tommelfinger





6. Aftrækkerfinger



## To størrelser i hver Skinne

Oval-8 skinner sidder strammere eller løsere alt efter hvilken ende der sættes på fingeren først.



## Justering af en Oval-8

Oval-8 skinner kan justeres af en sundhedsudbyder ved hjælp af et varmegærktøj for at ændre vinklen, længden og pasformen



## Distributør


DENMARK

Namadi Care  
[www.namadicare.dk](http://www.namadicare.dk)



3-Point Products, Inc. U.S.A.  
[www.3pointproducts.com](http://www.3pointproducts.com)



3-Point Products, Inc.  
118 Log Canoe Circle  
Stevensville, MD 21666 USA  
[www.3pointproducts.com](http://www.3pointproducts.com)  
+001.410.604.6393 




















Sallmann Medical GmbH  
Alois-Stockinger-Str.16  
5020 Salzburg Austria  
[service@sallmann-medical.eu](mailto:service@sallmann-medical.eu)



Swiss AR Services GmbH  
Industriestrasse 47  
CH-6300 Zug

## 3-Point Products Symboler Legend DA

Symboler	Symbol Titel	Symboler	Symbol Titel
	Medicinsk udstyr		Autoriseret europæisk repræsentant
	CE-mærke		Autoriseret schweizisk repræsentant
	Se instruktionerne før brug		Fabrikant
	Enheden kan bruges flere gange på en enkelt patient		Fremstillingsdato
	Genanvendelig polypropylen plast		Fremstillingsland US
	Hans vask med vand, fortyndet blegemiddel eller alkohol		Producentens partinummer
	Aldersbegrænsning. Ikke for børn under 5. Kan forårsage kvælning ved indtagelse		Distributør
	Model nummer		Patientinformation shjemmeside
	Latex fri. Ikke lavet af naturgummilatex.		