





www.3pp-eifu.com
Dutch (NL)

Hoe Oval-8®-spalken te dragen


1. Boutonniere misvorming



4. Malletvinger




2. Kromme vinger




5. Zwanenhals misvorming



3. Trigger duim





6. Triggervinger



Twee maten in elke spalk

Oval-8 spalken passen strakker of losser, afhankelijk van welk uiteinde het eerst op de vinger wordt geplaatst.



Een Oval-8 . aanpassen

Oval-8 spalken kunnen worden aangepast door een zorgverlener met behulp van een verwarmingstool om de hoek, lengte en pasvorm te veranderen.



Distributeur

NETHERLANDS

MediMast
www.medimast.nl

Stockx Medical
www.stockxmedical.com


BELGIUM

Ortho-Medico
www.orthomedico.eu



3-Point Products, Inc. U.S.A.
www.3pointproducts.com



3-Point Products, Inc.
118 Log Canoe Circle
Stevensville, MD 21666 USA
www.3pointproducts.com
+001.410.604.6393 




















Sallmann Medical GmbH
Alois-Stockinger-Str.16
5020 Salzburg Austria
service@sallmann-medical.eu



Swiss AR Services GmbH
Industriestrasse 47
CH-6300 Zug

3-Point Products Legenda symbolen NL

Symbolen	Symbolen Titel	Symbolen	Symbolen Titel
	Medisch apparaat		Geautoriseerde Europese vertegenwoordiger
	CE-markering		Geautoriseerde Zwitserse vertegenwoordiger
	Raadpleeg de instructies voor gebruik		Fabrikant
	Meervoudig gebruik bij één patiënt.		Datum van fabricage
	Recyclebaar polypropyleen plastic.		Land van fabricage VS
	Handwas met water, verdund bleekmiddel of alcohol.		Lotnummer van de fabrikant
	Leeftijdsbeperking. Niet voor kinderen onder de 5 jaar. Kan verstikking veroorzaken bij inslikken.		Distributeur
	Modelnummer		Patiënt informatie website
	Latex vrij. Niet gemaakt van natuurlijk rubberlatex.		