





Oval-8®-Schienen kombinieren


1. Boutonniere-Deformität



4. Mallet-Finger




2. Gekrümmter Finger




5. Schwanenhalsdeformität



3. Daumen auslösen





6. Abzugsfinger



Zwei Größen in jeder Schiene

Oval-8 schienen sitzen enger oder lockerer, je nachdem, welches Ende zuerst auf den Finger gelegt wird.



Einstellen eines Oval-8

Oval-8-Schienen können von einem Gesundheitsdienstleister mit einem Heizgerät angepasst werden, um Winkel, Länge und Passform zu ändern.



Verteiler

GERMANY

Krewi Medical Produkte GmbH
www.krewi.de

AFH-Webshop GbR
www.premium-therapie.de

AUSTRIA

Green Medical
www.greenmedical.at

BELGIUM

Ortho-Medico
www.orthomedico.eu


SWITZERLAND

GRIBI AG BELP
www.gribi.ch



3-Point Products, Inc. U.S.A.
www.3pointproducts.com



3-Point Products, Inc.
118 Log Canoe Circle
Stevensville, MD 21666 USA
www.3pointproducts.com
+001.410.604.6393 




















Sallmann Medical GmbH
Alois-Stockinger-Str.16
5020 Salzburg Austria
service@sallmann-medical.eu



Swiss AR Services GmbH
Industriestrasse 47
CH-6300 Zug

3-Point Products Symbollegende DE

Symbole	Symbole Titel	Symbole	Symbole Titel
	Medizinisches Gerät		Autorisierter europäischer Vertreter
	CE-Zeichen		Autorisierter Schweizer Vertreter
	Lesen Sie vor Gebrauch die Anweisungen		Herstellerin
	Das Gerät kann mehrmals an einem einzelnen Patienten verwendet werden		Herstellungsdatum
	Recyclbarer Polypropylen-Kunststoff		Herstellungsland US
	Handwäsche mit Wasser, verdünntem Bleichmittel oder Alkohol		Producentens partinummer
	Altersbeschränkung. Nicht für Kinder unter 5 Jahren. Kann beim Verschlucken zum Ersticken führen.		Verteiler
	Modell-Nr		Website für Patienteninformationen
	Latexfrei. Nicht aus Naturkautschuklatex hergestellt.		