





Come indossare le stecche per le dita Oval-8®

1. Deformità fiore all'occhiello




4. Dito di maglio




2. Dito storto




5. Deformità a collo di cigno



3. Schiocco del pollice





6. Dedo disparador



Due misure in ogni stecca

Le stecche Oval-8 si adattano più strette o più larghe a seconda dell'estremità che viene messa per prima sul dito



Regolazione di un Oval-8

Le stecche Oval-8 possono essere regolate da un operatore sanitario utilizzando uno strumento di riscaldamento per modificare l'angolazione, la lunghezza e la vestibilità.



Distributore


SWITZERLAND

GRIBI AG BELP
www.gribi.ch



3-Point Products, Inc. U.S.A.
www.3pointproducts.com



3-Point Products, Inc.
118 Log Canoe Circle
Stevensville, MD 21666 USA
www.3pointproducts.com
+001.410.604.6393 




















Sallmann Medical GmbH
Alois-Stockinger-Str.16
5020 Salzburg Austria
service@sallmann-medical.eu



Swiss AR Services GmbH
Industriestrasse 47
CH-6300 Zug

3-Point Products Legenda dei simboli IT

Simboli	Titolo Simboli	Simboli	Titolo Simboli
	Dispositivo medico		Rappresentante europeo autorizzato
	Marchio CE		Rappresentante svizzero autorizzato
	Consultare le istruzioni prima dell'uso		Produttrice
	Uso multiplo per paziente singolo.		Produksjonsdato
	Plastica in polipropilene riciclabile.		Pays de fabrication États-Unis
	Lavage à la main avec de l'eau, de l'eau de javel diluée ou de l'alcool.		Numero di lotto del produttore
	Limite di età. Non per bambini sotto i 5 anni. Può provocare soffocamento se ingerito.		Distributore
	Numero di modello		Sito web di informazioni sui pazienti
	Senza latex. Non realizzato con lattice di gomma naturale.		