





## Cómo usar las férulas Oval-8®


1. Deformidad en el ojal



4. Dedo en martillo




2. Dedo torcido




5. Deformidad en cuello de cisne



3. Gatillo pulgar





6. Dedo disparador



## Dos tamaños en cada férula

Las férulas Oval-8 se ajustan más o menos según el extremo que se coloque primero en el dedo.



## Ajustando un Oval-8

Las férulas Oval-8 pueden ser ajustadas por un proveedor de atención médica usando una herramienta de calentamiento para cambiar el ángulo, la longitud y el ajuste.



## Distribuidor

SPAIN

PRIM  
[www.prim.es](http://www.prim.es)


COLOMBIA

PRORTHOPEDICS LTDA  
[www.prorthopedics.com](http://www.prorthopedics.com)



3-Point Products, Inc. U.S.A.  
[www.3pointproducts.com](http://www.3pointproducts.com)



3-Point Products, Inc.  
118 Log Canoe Circle  
Stevensville, MD 21666 USA  
[www.3pointproducts.com](http://www.3pointproducts.com)  
+001.410.604.6393 




















Sallmann Medical GmbH  
Alois-Stockinger-Str.16  
5020 Salzburg Austria  
[service@sallmann-medical.eu](mailto:service@sallmann-medical.eu)



Swiss AR Services GmbH  
Industriestrasse 47  
CH-6300 Zug

## 3-Point Products Símbolos Leyenda ES

Simbolos	Título de los Símbolos	Simbolos	Título de los Símbolos
	Dispositivo médico		Representante europea autorizada
	Marca CE		Representante suizo autorizado
	Consultar instrucciones antes de usar.		Fabricante
	Uso múltiple para un solo paciente.		Fecha de manufactura
	Plástico de polipropileno reciclable.		País de fabricación EE. UU.
	Lavar a mano con agua, lejía diluida o alcohol.		Número de lote del fabricante
	Restricción de edad. No para niños menores de 5 años. Puede causar asfixia si se ingiere.		Distribuidor
	Número de modelo		Sitio web de información al paciente
	Sin látex. No fabrico con látex de caucho natural.		