




[www.3pp-eifu.com](http://www.3pp-eifu.com)


Swedish (SV)

## Hur man bär Oval-8<sup>®</sup>-skenor


### 1. Boutonniere deformitet




### 4. Mallet finger




### 2. Krokigt finger




### 5. Svanhalsdeformitet



### 3. Avtryckare tumme





### 6. Triggerfinger



## Två storlekar i varje skena

Oval-8 skenor sitter tätare eller lösare beroende på vilken ände som sätts på fingret först.



## Justera en Oval-8

Oval-8-skenor kan justeras av en vårdgivare med hjälp av ett värmeverktyg för att ändra vinkel, längd och passform.



## Distributör


SWITZERLAND

GRIBI AG Belp  
[www.gribi.ch](http://www.gribi.ch)



3-Point Products, Inc. U.S.A.  
[www.3pointproducts.com](http://www.3pointproducts.com)



3-Point Products, Inc.  
118 Log Canoe Circle  
Stevensville, MD 21666 USA  
[www.3pointproducts.com](http://www.3pointproducts.com)  
+001.410.604.6393 




















Sallmann Medical GmbH  
Alois-Stockinger-Str.16  
5020 Salzburg Austria  
[service@sallmann-medical.eu](mailto:service@sallmann-medical.eu)



Swiss AR Services GmbH  
Industriestrasse 47  
CH-6300 Zug

## 3-Point Products Symboler Legend SV

symboler	Symboler Titel	symboler	Symboler Titel
	Medicinsk utrustning		Auktoriserad europeisk representant
	CE-märkning		Auktoriserad schweizisk representant
	Konsultera instruktionerna före användning		Tillverkare
	Fleranvändning av en patient.		Tillverkningsdatum
	Återvinningsbar polypropenplast.		Tillverkningsland US
	Handtvätt med vatten, utspätt blekmedel eller alkohol.		Tillverkarens partinummer
	Åldersgräns. Ej för barn under 5 år. Kan orsaka kvävning vid förtäring.		Distributör
	Modellnummer		Patientinformationswebbplats
	Latex fri. Inte gjord av naturgummilatex.		