


Products

Eigenmarkenkatalog



INHALT

Abformmaterialzubehör	4 - 7
Bekleidung / Schutzkleidung	8 - 12
Desinfektion / Zubehör	13 - 14
Einwegartikel steril	15
Endodontie	16
Füllungsmaterialzubehör	17 - 22
Instrumente und Zubehör	23 - 26
Kunststoff	27 - 33
Papier / Zellstoff / Schaumstoff ...	34 - 41
Prophylaxe	42 - 49
Röntgenzubehör	50 - 51
Spielzeug	52 - 54
Sterilisation	55
Diverses	56 - 61

EDITORIAL

Es sind die kleinen Dinge, die uns von anderen unterscheiden!

Lassen Sie sich begeistern von unserem Eigenmarken-Sortiment und nutzen Sie es zu Ihrem Vorteil im herausfordernden Praxisalltag.

Vorausschauend, wandlungsfähig aber klassisch bewährt.

Mit Leidenschaft und Kompetenz sind wir immer auf der Suche nach hochwertigen und trotzdem preiswerten Lösungen für die Bedürfnisse unserer geschätzten Kunden.

Probieren Sie UNS aus – ganz ohne Risiko – mit Rückgaberecht!

Ihr abc denteline-Team

IMPRESSUM

Redaktion: abc dental ag
Gestaltung / Ausführung: Fry Design, frydesign.ch & ZWEI:D, Tino Dertz

Alle Beiträge sind urheberrechtlich geschützt. Nachdrucke, auch auszugsweise, nur nach vorheriger und schriftlicher Genehmigung der Redaktion. Dies gilt auch für die aufgeführten Produkte und Firmennamen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Markt- und Produktinformationen kann keine Gewähr oder Haftung übernommen werden.
Preisänderungen, Preisfehler oder Produktabweichungen vorbehalten.

abc dental ag
gaswerkstrasse 6
8952 schlieren

tel. 044 755 51 00
fax 044 755 51 01
abc@abcdental.ch
www.abcdental.ch

STICHWORTVERZEICHNIS

A

Abdecktücher	15 / 57
Abformlöffel	5
Abformmaterialzubehör	4 – 7
Absaugkanülen	27
Alginat Mischbecher / Spatel	6
Anmischblöcke	7 / 22
Applikatoren	19
Aspident-K Spritze + Zubehör	25
Aufbiss-Schutzhülle	51

B

Bekleidung	8 – 12
Bleistifte	53
Bohrerdesinfektionsschale	14
Bohrerreinigungs-Bürsten	14
Bohrerständer BurButler	60 – 61
Brush Applikatoren	19
Brush-Sticks	44

C

Cello-Tupfer	41
Chirurgie Set	15
Chromstahl-Schale	58
Clean-Brush Halter	44 / 45
Clean-Brush ID-Bürsteli	45
Clean-Brush ID-Bürsteli mit Halter	46

D

Dappenbehälter-Einweg	28
Dappengläser	20
Dental-Box	28
Desinfektion / Zubehör	13 – 14
Digital-Timer	56
Diverses	56 – 61

E

Einmalschutzbezüge	37
Einmalzahnbürsten	48
Einwegartikel steril	15
Endodontie	16

F

Filterpapier	35
Flummybälle	54
Füllungsmaterialzubehör	17 – 22

G

Gesichtsschutz	8
Gummi-Tierli	53

H

Handtuchspender	56
Handtücher	36

I

ID-Bürsteli	44
ID-Bürsteli Travel	47
Implantologie Set	15

Instrumente + Zubehör

Instrumentenwanne	13
Intraoral-Tips	4

K

Kanülensammler	32
Kofferdam	21
Kopfschutztaschen	37
Kosmetiktücher	37

Kunststoff

Küretten	24
----------	----

M

Malhefte / Malstifte	52
Mandrell	18
Matrizen	17
Medikamentensäckli	32
Mehrweg-Schutzhandschuh	11
Microfaser-Tücher	13
Microtips	20
Milchzahn-Behälter	54
Mischblöcke	7 / 22
Mischkanülen	4
Mischpaletten	22
Modellierwachs	7
Mulltupfer	41
Mundschutz / Masken	8
Mundspiegel / Mundspiegelgriffe	23 / 25
Mundspülbecher	30 – 31
Mundwassertabletten	49

N

Natriumhypochlorit	16
--------------------	----

O

Occlu-Bürsten	43
OP-Abdecktücher steril	15
OP-Haube	11
OP-Mantel	12
OP-Tücher	57
Ortho-Box	28

P

Papier / Zellstoff / Schaumstoff	34 – 41
Papier-Sack	56
Patientenservietten	38
Patientenumhang	34
Pinselfalter	20
Pinsemi	19
Pinzette	25
Polar Spray	58
Polierscheiben / Mandrell	18
Polierstreifen	17
Polishing-Cups	42
Prophy-Bürsten Nylon WS	43
Prophy-Interprox Bürsteli	47

23 – 26

Prophy-Interprox Kunststoffhalter	46
Prophylaxe	42 – 49
Prothesenbürste	46

R

Reinigungsbürste	13
Reduzierstück	29
Röntgenfolien	51
Röntgenhüllen	50

Röntgenzubehör

Rennauto	53
----------	----

S

Sanduhr	54
Scaler / Sonde	24
Schaumseife	14
Schaumstoffeinsätze	16
Schaumstoff-Pellets	40
Schlüsselanhänger	54
Schutzauflege Schwebetisch	35
Schutzbrillen	9 – 10
Schutzhandschuhe	11

Schutzkleidung

Schutzwachs / Stangenwachs	59
Servietten plano	39
Servietten-Clip	32
Sortimentskasten	33
Speichelzieher	29
Speicherfolien-Schutzhüllen	50

Spielzeug

Spritzflaschen	33
Sterilisationsbeutel / -folien	55
Super-Flummybälle	54

T

Tagesplaner	58
Tattoos	52
Tissue-Servietten	39
Toiletten-Papier	37
Torso Spray und Sprühköpfe	26
Tücher Maxi ungetränkt	13


W

Wattekügelchen	39
Watterollen	40
Wattestäbchen	40
Wand-Handtuchspender	56

Z

Zahnbürsten	48
Zahnmodellschachteln	6
Zahnpflege-Kaugummi	49
Zahnschmuck Crystal	49
ZR-Bürsten	43
Zungenreiniger / Zungenschaber	47
Zahnbehälter	54

abc Mischkanülen – Made in Switzerland



abc Mischkanülen blau/orange 4:1/10:1

358845 50 Stück
CHF **44.50**



abc Mischkanülen gelb 4.2 mm 1:1

358835 50 Stück
CHF **44.50**



abc Mischkanülen weiss 1:1/2:1

358830 50 Stück
CHF **44.50**



abc Mischkanülen grün 6.5 mm 1:1

358840 50 Stück
CHF **44.50**



abc Intraoral-Tips gelb 4.2 mm

passend für:

abc Mischkanülen gelb 4.2 mm 1:1; 358835

358915 50 Stück
CHF **19.90**



abc Intraoral-Tips weiss 6.5 mm


passend für:

abc Mischkanülen weiss 1:1 / 2:1; 358830
abc Mischkanülen grün 6.5 mm 1:1; 358840

358920 50 Stück
CHF **19.90**

abc Abformlöffel Edelstahl perforiert

- rostfrei
- Retentionsrand – besserer Halt der Abdruckmasse
- geeignet für Desinfektion, Sterilisation
- patientenfreundlich
- keine scharfen Kanten oder Grate



	B	L
OK 0	66 x 50 mm	
OK 1	67 x 51 mm	
OK 2	68 x 55 mm	
OK 3	72 x 56 mm	
OK 4	73 x 59 mm	
OK 5	74 x 64 mm	

perforiert OK 0
295105

perforiert OK 1
295110


perforiert OK 2
295115

perforiert OK 3
295120

perforiert OK 4
295125

perforiert OK 5
295130

Stück
CHF **9.60**



	B	L
UK 0	68 x 52 mm	
UK 1	70 x 54 mm	
UK 2	72 x 56 mm	
UK 3	78 x 57 mm	
UK 4	79 x 59 mm	
UK 5	80 x 63 mm	

perforiert UK 0
295135

perforiert UK 1
295140

perforiert UK 2
295145

perforiert UK 3
295150

perforiert UK 4
295155

perforiert UK 5
295160

Stück
CHF **9.60**

abc Zahnmodellschachteln weiss

Klappdeckelschachtel zum Selbst-montieren

- Masse nach Falzung:
Länge: 23 cm / Breite: 16.5 cm / Höhe: 5 cm
- mit 6 Einteilungen
- Falzanweisung inliegend

180320



50 Stück
CHF **98.90**



abc Alginat Mischbecher weiss

aus Polyethylen (RoHS-konform)

- 400 ml
- Ø 10.5 cm, Höhe 6.5 cm
- flexibel

164995



Stück
CHF **6.90**

abc Alginat Spatel flexibel weiss

- Länge: 19 cm / Breite: 3 cm
- handlicher Spatel zum einfachen Anmischen von Alginaten und Gipsen
- einfache Reinigung durch glatte Oberfläche

373345



Stück
CHF **1.90**



abc Mischblöcke

- hervorragend für das Mischen von Abformmaterialien
- mit mattierter Oberfläche
- speziell beschichtetes, abriebfestes Papier

klein 35 x 45 mm
zweieinhalbseitig geblockt

238985



10 x 40 Blatt
CHF **21.90**



abc Antirutsch-Anmischblock

- speziell beschichtetes, abriebfestes Papier
- Haftkontakt auf allen üblichen Arbeitsplatten
- rutschfeste Unterseite

rutschfest 125 x 180 mm

244305



10 x 25 Blatt
CHF **45.90**



universal 70 x 80 mm
zweiseitig geblockt

237610



10 x 60 Blatt
CHF **39.-**



rutschfest 150 x 240 mm

244310



5 x 35 Blatt
CHF **43.90**



MENGENRABATTE

Darf es auch etwas mehr sein?
Erkundigen Sie sich nach individuellen Mengenpreisen.



BeeSure Earloop Masken Typ IIR

Optimale Passform

- Farbstoff- und chemikalienfreie Innenschicht
- extra weich
- 100% latex- und glasfaserfreie Filterschichten
- Quad-Fold®-Design bietet 15% mehr Atemvolumen
- Typ II R

blau
402095



weiss
402100



50 Stück
CHF **9.90**



abc Schutzbrille AntiFog transparent

Polycarbonat-Schutzbrille

- leichter, rahmenloser Schutz
- beschlagfrei
- kratzfeste Linsen bieten 99% UVA / B / C-Schutz
- 23.1 g leicht
- unbeeinträchtigte Farbwahrnehmung
- hohe optische Qualität - keine Verzerrung
- millionenfachbewährte Passform

- Desinfektion nur mit alkoholfreien Mitteln!
- CE EN166 zertifiziert

362100



Stück
CHF **7.90**



abc Schutzbrille Brillenträger transparent

Polycarbonat-Schutzbrille

- belüftete Bügel für zusätzlichen Komfort
- tragbar über einer Korrekturbrille
- leicht und wirtschaftlich
- kratzfeste Linsen bieten 99.9% UV-Strahlen
- 46 g leicht
- Schutz vor zu starker Blendung

- handelsübliche Desinfektionsmittel anwendbar
- CE EN166 zertifiziert

362105



Stück
CHF **5.90**



abc Gesichtsschutz klar Brillenträger

Spritzschutz für Augen, Nase und Mund

- optimaler Schutz für Augen, Nase und Mund
- tragbar über einer Korrekturbrille
- hervorragende Transparenz
- Inhalt: 1 Gestell weiss + 6 Schutzvisiere

401840



Stück
CHF **39.-**



abc Gesichtsschutz klar

Spritzschutz für Augen, Nase und Mund

- Gestell aus Polyamid autoklavierbar bei 121°
- Polycarbonat Schutzvisier mehrfach verwendbar
Bitte mit neutraler Seife reinigen!
- hervorragende Transparenz
- Inhalt: 1 Gestell weiss + 6 Schutzvisiere

401540



Stück
CHF **29.90**



abc Schutzbrille orange

Polycarbonat-Schutzbrille

- belüftete „wrap-around“ Sichtscheiben
- Bügellänge 4-stufig einstellbar
- kratzfeste Linsen bieten 99% UVA / B / C-Schutz
- 27 g leicht, hoher Tragkomfort
- millionenfach bewährte Passform
- hohe optische Qualität - keine Verzerrung
- Antibeschlag
- weiche Nasenpolster

- Desinfektion nur mit alkoholfreien Mitteln!
- CE EN166 F zertifiziert

382530



Stück
CHF **9.90**

abc Schutzbrille DELUXE Brillenträger AntiFog klar

Die Komfortable

- tragbar über Korrekturbrillen, 35g leicht
- Bügellänge 4-stufig längenverstellbar
- Neigungswinkel 3-stufig verstellbar
- gebogene Bügelenden aus weichem Material
- aus einem Stück gefertigte Polykarbonat-Scheibe
- Nasensteg, Stirn- und Seitenschutz
- hocheffiziente und kratzbeständige H2X™ Antibeschlag-Beschichtung
- erfüllt die CE-EN166 1F, EN170, ANSI Z87.1-2003 (Schutz vor UV-A, -B und -C Spektren)
- filtert garantiert 99% der schädlichen Strahlung

401545



Stück

CHF **16.80****abc Schutzbrille DELUXE Brillenträger AntiFog klar**

Die Komfortable XL

- 39g leicht
- tragbar über grossen Korrekturbrillen
- Bügellänge 4-stufig längenverstellbar
- Neigungswinkel 3-stufig verstellbar
- gebogene Bügelenden aus weichem Material
- aus einem Stück gefertigte Polykarbonat-Scheibe
- Nasensteg, Stirn- und Seitenschutz
- hocheffiziente und kratzbeständige H2X™ Antibeschlag-Beschichtung
- erfüllt die CE-EN166 1F, EN170, ANSI Z87.1-2003 (Schutz vor UV-A, -B und -C Spektren)
- filtert garantiert 99% der schädlichen Strahlung

401550



Stück

CHF **17.50****IMMER FÜR SIE DA**

Wir nehmen Ihre Bestellungen so entgegen, wie es für Sie am einfachsten ist:

- per Telefon 044 755 51 00
- per Fax 044 755 51 01
- via Online-Shop www.abcdental.ch
- mit persönlicher Bestellliste

abc Mehrweg-Schutzhandschuh grün

- der ideale Schutz im Hygieneprozess
- Nitrilhandschuh, baumwollbeflockt, latexfrei
- ca. 32 cm lang, griffig und robust
- widerstandsfähige, feste Oberflächenstruktur
- bedingter Schutz gegen Durchbohren, Durchstossen und Schnittverletzungen
- autoklavierbar bis 134°C (ca. 5 mal)

S

323295

**M**

323300

**L**

323305



4 Paar

CHF **9.90****abc OP-Haube mit Gummizug weiss**
perfekter Tragekomfort

- atmungsaktive, leichte Haube aus Vlies
- Barettform

405255



100 Stück

CHF **16.90****abc OP-Haube Vlies**
Barett-Haube

- weiss
- leicht
- latexfrei

401895



100 Stück

CHF **9.90**

abc OP-Mantel

- waschbar bei 95°C
- Stehkragen
- Ärmelabschluss mit Strickstulpen
- Kragen und Taille mit Körperbandverschluss im Rücken
- Gr. 1 (S) = 120 cm
- Gr. 2 (M) / Gr. 3 (L) = 135 cm
- 50% Lyocell (Tencel) / 50% Polyester; 190 g / m²



Was ist Lyocell?

Tencel®, nach der generischen Faser auch Lyocell genannt, ist ein natürliches Material. Die Naturfaser wird aus Cellulose hergestellt, die von raschwüchsigen Baumarten stammt. Die Herstellung erfolgt möglichst umweltschonend. Wo immer es geht, wird recycelt oder wiederverwertet.

Eigenschaften:

- kühles Tragegefühl
- weicher auf der Haut als beispielsweise Baumwolle
- leitet Feuchtigkeit effektiv vom Körper weg
- kann so 50% mehr Wasser absorbieren als Baumwolle
- hat eine seidenähnliche Optik und fällt schön
- trotzdem äusserst robust und waschbar
- geringe Knitterneigung
- kann gewaschen und chemisch gereinigt werden

blau Gr. 1 (S)
359855



blau Gr. 2 (M)
359860



blau Gr. 3 (L)
359865



grün Gr. 1 (S)
359840



grün Gr. 2 (M)
359845



grün Gr. 3 (L)
359850



Stück
CHF **139.–**



abc Reinigungsbürste sterilisierbar

für Bohrer, Diamanten und Instrumente
gründliche Reinigung ohne Oberflächenbeschädigung

- autoklavierbar bei 134°C
- Mass: Gesamtlänge 17 cm
- 4-reihig
- auch zum Entfernen von Gips
- angenehmes Handling dank stabilem Griff
- Kunststoffgriff mit Öse zum Aufhängen

Der Bürstenkopf aus kombinierten Borsten:
Bronzedraht, 0.15 mm gewellt und
Polyamid, 0.30 mm glatt, schwarz
schont empfindliche Oberflächen.

386970



Stück
CHF **9.50**



abc Instrumentenwanne 3 Liter komplett

anwenderfreundlich und praktisch

- Mass: 30 x 18 x 11 cm
- zur manuellen Instrumenten – Aufbereitung
- inkl. entnehmbarem Siebeinsatz mit Abtropfvorrichtung
- hitzebeständig bis 95°C

343680



Stück
CHF **39.–**



abc Microfaser-Tücher Einweg

umweltfreundlich und universell einsetzbar

- 40 x 30 cm (¼ gefaltet)
- angenehm weich, besonders fusselarm
- hohe Abriebfestigkeit – auch im Nassbereich
- grosses Saugvolumen – bis zum 6-fachen des Eigengewichts
- lösungsmittelbeständig
- Einweg = Verhinderung von Kreuzkontaminationen
- Umweltfreundlich = Wegfall des Waschvorgangs

blau
352595



rosa
352600



50 Stück
CHF **24.90**



abc Tücher Maxi

- trockene Grosstücher zur Wischdesinfektion und Reinigung der Flächen von Medizinprodukten in Kombination mit üblichen gebrauchsfertigen Schnelldesinfektionsmitteln
- Tuchmass: 17 x 26 cm

ungetränkt im Eimer
352155



250 Stück

CHF **39.90**

Refill
342780



4 x 250 Stück

CHF **95.90**

Deckel für Eimer
403285



Stück

CHF **9.90**

abc Schaumseife desinfizierend

ohne Alkohol, auch für empfindliche Haut

- flüssige, verschäumbare Handseife zur desinfizierenden, hygienischen Händewaschung
- pflegend, hautschonend, nicht reizend
- bakterizide und fungizide Wirkung in 30 Sekunden
- wirkt antibakteriell und desodoriert die Haut

Flasche

324895



500 ml

CHF **18.90****Kanister**

380185



5 Liter

CHF **94.50****abc Bohrerdesinfektionsschale**

praktisch für Kleinteile wie Bohrer, Diamanten

- Mass: Gesamthöhe 4.5 cm; Ø 9 cm
- komplett aus Edelstahl
- mit herausnehmbarem Sieb
- Öffnung im Deckel
- autoklavierbar

274790



Stück

CHF **25.90****abc Bohrerreinigungs-Bürsten**

zum groben Vorreinigen von Instrumenten aller Art

- effizient und materialschonend
- mit Schieber
- aus feinem, gewelltem Messingdraht

Hinweis: greift die Oberfläche der Instrumente nicht an!

299905



3 Stück

CHF **6.50****abc OP-Abdecktücher steril blau**

Schutz für Patient und OP-Inventar

- 2-lagig aus Polyethylen / Vlies
- reissfest, gut drapierbar
- undurchlässig für Feuchtigkeit und Keime
- abriebfest, fusselfrei
- einzeln steril verpackt

50 x 50 cm

304615



40 Stück

CHF **34.90****50 x 75 cm**

304620



40 Stück

CHF **42.90****abc Chirurgie Set steril**

hochwertiges steriles Set bestehend aus:

- 2 OP-Kittel (XL)
- 1 OP-Haube
- 2 Abdecktücher 2-lagig 75 x 90 cm
- 1 Instrumententischbezug
- 1 Abdecktuch transparent 40 x 50 cm
- 2 Schlauchbezüge 120 cm
- 1 Absaugsystem mit Kanüle ASP51 / F
- 2 Abdeckfolien 20 x 20 cm 2 cross 20
- 1 Desinfektionsbesteck
- 1 Kopf-Abdecktuch 67 x 75 cm
- 1 Patienten-Abdecktuch 133 x 200 cm mit U-Ausschnitt verklebbar
- 5 Tupfer 3 cm
- 1 Abfalltasche

280725



1 Set

CHF **79.90****abc Implantologie Set steril**

hochwertiges steriles Set bestehend aus:

- 2 OP-Kittel (XL)
- 2 OP-Hauben
- 1 Patienten-Haube
- 2 Mundschutz-Masken
- 1 Abdecktuch 2-lagig 75 x 90 cm
- 1 Schlauchbezug 120 cm
- 1 Patienten-Abdecktuch 133 x 200 cm / U-Ausschnitt
- 1 Kopf-Abdecktuch 67 x 75 cm
- 1 Absaugsystem komplett mit Kanüle

280755



1 Set

CHF **44.90**



abc Natriumhypochlorit

- bereits verdünnte Spüllösung der ersten Wahl für die Wurzelkanalbehandlung
- Lagerung unter 25°C und vor Licht geschützt

1%
333670 500 ml
CHF **9.70**

3%
131405 500 ml
CHF **10.90**



abc Schaumstoffeinsätze blau 50 mm

feinporige Schaumstoffeinsätze zur hygienischen Bereithaltung und kurzzeitigen Zwischenablage von Wurzelkanal-Instrumenten

- Dicke: 1 cm
- passend für Clean Stand (Ø 5 cm)
- nicht steril
- autoklavierbar 135°C


289965 25 Stück
CHF **5.90**



LIEFERSERVICE

Unser Partner ist die Schweizer Post!

- Lieferungen im Raum Zürich durch eigenen Fahrer ... nutzen Sie diese einmalige Dienstleistung
- detaillierten Monatsrechnung, zahlbar innert 30 Tagen.



806 807 808 809 810 909

abc Matrizen Molar/Prämolar 0.03 mm

superdünne Matrizen

- anatomisch vorgeformt
- Edelstahl
- Stärke 0.03 mm

Höhe: 7.5 / 9.5 mm 806 Molar
125150



Höhe: 7.0 / 9.0 mm 807 Molar
125155



Höhe: 4.5 / 6.3 mm 909 Molar
125200



Höhe: 4.5 / 7.5 mm 808 Prämol
125160



Höhe: 6.5 / 7.5 mm 809 Prämol
125165



Höhe: 4.5 / 5.5 mm 810 Prämol
125170



100 Stück

CHF **24.50**



abc flex Strips

Polierstreifen zur Bearbeitung von: Kompositen, Keramiken und Metallen

- einseitig beschichtet mit Aluminiumoxid
- hochflexibler Polyester
- je Streifen 2 Körnungen
- Streifenmitte ohne Körnung für problemloses Einführen in den Zahnzwischenraum

fein / extra-fein

358565



grob / mittel

358560



50 Stück

CHF **7.90**

abc flex Disc Pop On

Flexible Polierscheiben zur Bearbeitung von:
Kompositen, Keramiken und Metallen

- Ausarbeitungs- und Polierscheiben
- kontrolliertes, flexibles Arbeiten
- einseitig beschichtet mit Aluminiumoxid
- in 4 Körnungsstufen erhältlich

Stufe 1: grob (blau) – abtragen / konturieren

Stufe 2: mittel (violett) – glätten / vorpolieren

Stufe 3: fein (pink) – polieren

Stufe 4: extra-fein (weiss) – Hochglanz polieren



grob Ø 10 mm blau
358520



grob Ø 14 mm blau
358525



mittel Ø 10 mm violett
358530



mittel Ø 14 mm violett
358535



fein Ø 10 mm pink
358540



fein Ø 14 mm pink
358545



extra-fein Ø 10 mm weiss
358550



extra-fein Ø 14 mm weiss
358555



100 Stück

CHF **29.–**



abc flex PopOn Mandrell RA

bruchfest und sterilisierbar

- Messing-Zentrum zum sicheren Befestigen
- Dorn-Design verhindert ein Verrutschen der Ausarbeitungs- und Polierscheiben

402670



3 Stück

CHF **14.90**



abc Brush Applikatoren 103 mm

für punktgenaues Applizieren von Flüssigkeiten
und Gels

- beflockte Arbeitsspitze
- nicht fuselnde und nicht absorbierende Fasern
- sehr gut biegsamer Kunststoffgriff

blau

302540



gelb

302555



grün

302550



rot

302545



assortiert

302560



100 Stück

CHF **7.50**

4 x 100 Stück

CHF **29.–**

abc Pinseli

zur präzisen Applikation von Ätz- und
Bondingmaterialien, Lacken, Medikamenten

- Gesamtlänge: 20 mm (weiss),
23 mm (schwarz)
- Nylon, x-fein
- rund / spitz geschnitten

hart / schwarz

271665



weich / weiss

271660



500 Stück

CHF **34.90**



abc Microtips

zur präzisen und sparsamen Applikation von Gels und Flüssigkeiten

- nicht fusselnde und nicht absorbierende Fasern
- hervorragende Aufnahme und Abgabe des Bruchteils eines Tropfens

blau

252445



gelb

252450



grün

252440



rot

252435



100 Stück

CHF **6.90**



abc Pinselhalter

anwendbar an beiden Halterenden

- einmal im Winkel und einmal gerade
- optimierter Anwendungswinkel
- einfaches aber effektives Befestigungssystem
- passend für abc Pinsel und abc Microtips

blau

299910



weiss

299915



3 Stück

CHF **2.90**



abc Dappenglas

anmischen, aufbewahren, anreichen

- aus farbigem Glas
- 8-kantig, griffsicher
- auf beiden Seiten unterschiedlich ausgeformt

Nicht autoklavierbar!

braun-gelb

274805



dunkelblau

274800



grün

274815



transparent

274810



Stück

CHF **4.20**



abc Kofferdam 6 x 6

aus reinem, natürlichen Latex

- Mass: 15 x 15 cm
- widerstandsfähig und reissfest
- puderfrei

blau / heavy

411080



36 Stück

CHF **18.40**

grün / medium

411075



36 Stück

CHF **19.10**



abc Kofferdam 6 x 6

der Kontrastreiche

- Mass: 15 x 15 cm
- exzellenter Kontrast für Endo und Fotoaufnahmen
- puderfrei
- hohe Reissfestigkeit
- aus Naturlatex
- in lichtgeschützter Vakuumverpackung
- Bubble-Gum-Aroma

schwarz / medium

366900



36 Stück

CHF **23.90**

abc Kofferdam Non-Latex 6 x 6

der latexfreie – eine exzellente Alternative

- Mass: 15 x 15 cm
- Polyisopren - ein Material das Gummi sehr ähnelt
- ohne die Allergene des Latex-Proteins
- sehr reissfest - 10 x des ursprünglichen Stanzloches
- grosse Zugfestigkeit - mehr als 20 Mpa

violett / medium

400135



15 Stück

CHF **29.00**



abc Mischpaletten weiss 12-Loch

Anmischplatte aus Polystyrol

- Mass: 70 x 45 x 6 mm
- «Mondlandschaft» 12-Loch
- zur Aufnahme von Bonding und Ätzflüssigkeiten

319605



25 Stück

CHF **4.90**

abc Mischblöcke

- hervorragend für das Mischen von Abformmaterialien
- mit mattierter Oberfläche
- speziell beschichtetes, abriebfestes Papier



klein 35 x 45 mm
zweieinhalbseitig geblockt

238985



10 x 40 Blatt

CHF **21.90**

abc Antirutsch-Anmischblock

- speziell beschichtetes, abriebfestes Papier
- Haftkontakt auf allen üblichen Arbeitsplatten
- rutschfeste Unterseite



rutschfest 125 x 180 mm

244305



10 x 25 Blatt

CHF **45.90**

universal 70 x 80 mm
zweiseitig geblockt

237610



10 x 60 Blatt

CHF **39.-**

rutschfest 150 x 240 mm

244310



5 x 35 Blatt

CHF **43.90**

abc Mundspiegelgriffe Messing verchromt

für alle Spiegel mit europäischem Gewinde geeignet

- hohe Qualität dank sorgfältiger Verarbeitung
- fein polierte Oberflächen
- sanft abgerundete Kanten
- hohler, ausgewogen leichter Sechskant-Griff
- SS-Gewinde

154870



12 Stück

CHF **26.90**

abc Mundspiegel

der Mundspiegel für den häufigen Einsatz

- rostfrei; kratzfeste Glasoberfläche
- autoklavierbar bis +135°C
- desinfektionsbeständig
- deutsches Qualitätsprodukt
- SS-Gewinde



4 hohl
251045



12 Stück

CHF **17.90**

4 plan
251035



12 Stück

CHF **14.90**

5 hohl
251050



12 Stück

CHF **17.90**

5 plan
251040



12 Stück

CHF **14.90**

ZUFRIEDENE KUNDEN



Unser Motto lautet: «Zufrieden oder Geld zurück!»

Das gilt für alle unsere Eigenmarkenartikel.

Unsere abc dentaline Produkte erfüllen höchste Ansprüche.

Solinger Qualitätsprodukte aus rostfreiem, gehärtetem Stahl

ABCDH2 Sonde

- doppelte Sonde
- für subgingivalen Zahnstein

296405 Stück



CHF **14.30**



ABCM23 Scaler

- Universalscaler

296380 Stück



CHF **22.90**



ABCZ11 Scaler

- einfacher, gerader Scaler
- für Schneide- und Eckzähne

296390 Stück



CHF **19.50**



ABCGX4 Kürette

- Universalscaler
- besonders für Schneide- und Eckzähne geeignet

296395 Stück



CHF **22.90**



ABCM23A Kürette

- Universalkürette
- für Prämolaren und Molaren

296385 Stück



CHF **22.90**



ABCTI23AS Kürette

- gegenwinklige Universalkürette
- dünne Version: Klingernbreite 0.8 mm

296400 Stück



CHF **22.90**



abc Pinzette College 15 cm

zum Aufnehmen oder Einsetzen von Materialien
ausgestattet mit Pin-Stop:

- verhindert das Überlappen des Arbeitsendes
- Hochglanz-Edelstahlausführung, rostfrei
- Pinzettenkopf abgewinkelt: 45°
- Arbeitsfläche / Pinzettengriff: gerieft

262560



Stück

CHF **9.90**



abc Aspirident-K Spritze

Spritze zum Aspirieren, mit 3 Aspirationshäkchen

- aus rostfreiem Stahl
- mit Klappmechanik
- Selbstaspiration mit Ring
- Volumen 1.8 ml

252390



Stück

CHF **55.-**



abc Aspirident-K Kanülenansatz

252705



Stück

CHF **9.90**



abc Mundspiegel 4 Plan FS Rhodium

leicht, ergonomisch, komfortabel

- autoklavierbar
- farbstabil, säurefest
- glasfaserverstärkter Kunststoff
- resistent gegenüber Plaque-Indikatoren
- leicht – für entspanntes Arbeiten
- ergonomisch – durch breit geformte Griffmulden
- hygienisch – ebener Übergang Spiegel zu Fassung
- getestet an der Goethe Universität in Frankfurt

hellblau

372370



mint

372375



rosa

372380



10 Stück

CHF **39.-**



abc Torso Spray
Reinigungs- und Pflegespray

- optimale Werterhaltung
- mit auswechselbaren Sprühköpfen
- für Turbinen, Hand- und Winkelstücke

131415 500 ml
CHF **25.90**



SCHNELLE LIEFERUNGEN

Heute bis 17 Uhr bestellt – morgen in Ihrer Praxis!



**abc Torso Sprühkopf
Multiflex**
131420



Winkel-/ Handstück
131430



Turbine
131425 Stück
CHF **4.90**



abc Absaugkanülen

Kanülen bitte nach Vorreinigung nur in trockenem Zustand und nicht neben Metallen sterilisieren!

- vorgeformte Absaugkanülen aus Kunststoff
- autoklavierbar bis 134°C
- Ø 16 mm



abc Absaugkanülen Erwachsene

berry
363950



blau
316060



capri
376660



fresh-grün
369600



gelb
316055



grün
316065



lila
316075



mintgrün
367245



orange
316070



pink
364545



rosa
376680



weiss
316120



10 Stück

CHF **9.90**

abc Absaugkanülen Kinder

- farbenfrohe, schlanke Absaugkanüle aus Kunststoff
- mit kleiner Pelotte
- autoklavierbar bis 134° C
- Ø 16 mm

grün
316090



berry
376670



blau
316080



fresh-grün
370900



gelb
316085



lila
376665



orange
316095



pink
364550



weiss
316125



10 Stück

CHF **10.40**

abc Ortho-Box

speziell für orthodontische Apparaturen

- Länge: 6.5 cm, Breite: 8 cm, Höhe: 4.4 cm
- schlagfest
- sicherer Schnappverschluss
- kleine Lüftungsöffnungen



blau
304695



dunkelblau
368495



grün
304685



pink
368490



rot
304690



weiss
376235



10 Stück
CHF **8.90**

abc Dappenbehälter Einweg sortiert

- Gesamthöhe 24 mm, Arbeitshöhe 10 mm
- nicht sterilisierbar
- je 250 Stück in den Farben blau, gelb, rot, weiss
- Kunststoff

165045



1000 Stück
CHF **46.90**

**abc Dental-Box farbig sortiert**

stabile Transport- und Aufbewahrungsbox

- Länge: 6 cm, Breite: 8 cm, Höhe: 3.5 cm
- für Prothesen, kieferorthopädische Arbeiten etc.
- schlagfest
- sicherer Schnappverschluss
- kleine Lüftungsöffnungen
- Metallicglitter
- je 1x anthrazit, blau, gelb, grün, rot, violett

263905



6 Stück
CHF **9.90**

abc Speichelzieher 145 mm

aus hochreinem, medizinischem PVC mit fest verschweisstem Draht

- besonders gut biegsam und stabil
- abnehmbare Kappe mit seitlicher Entlüftung zur Vermeidung des Ansaugens



berry
363930



blau
355390



fresh-grün
353485



gelb
355430



grün
355405



lila
355420



medblau
378290



mintgrün
378250



orange
356875



pink
354525



transparent
355410



ab 10 Packungen

100 Stück
CHF **5.30**
CHF **5.10**

**abc Reduzierstück**

Adapter zu grossem Saughandstück

- weiss
- für KaVo, Sirona und Anthos
- ø 16 mm

263815



Stück
CHF **9.90**

abc Mundspülbecher TOP PP 180 ml
der Mundspülbecher aus lebensmittelechtem,
sortenreinem Polypropylen (PP)

- angenehm weich in gefülltem Zustand
- trotzdem sehr kompakt und stabil
- glänzend farbintensiv
- 100% recyclingfähig
- rückstandsfrei verbrennbar



berry 363920 3000 Stück	fresh-grün 341290 1500 Stück
blau 367800 1500 Stück	fresh-grün 357930 3000 Stück
blau 367805 3000 Stück	gelb 341295 1500 Stück
dunkelblau 341285 1500 Stück	gelb 358355 3000 Stück
dunkelblau 358340 3000 Stück	

hellblau 363910 3000 Stück	orange 341305 1500 Stück
lila 341300 1500 Stück	orange 358350 3000 Stück
lila 358345 3000 Stück	violett 353305 1500 Stück
mintgrün 376060 1500 Stück	weiss 393430 1500 Stück
mintgrün 363915 3000 Stück	



1500 Stück
CHF **54.90**
3000 Stück
CHF **67.90**

abc Mundspülbecher 180 ml
aus umweltfreundlichem Kunststoff

- 100% recyclingfähig
- rückstandsfrei verbrennbar
- griffstabil und standfest
- lebensmittelechtes, sortenreines Polystyrol



pink 340020	
rosa 340520	
schwarz 340025	3000 Stück
	CHF 67.90

abc Mundspülbecher BICOLOR 200 ml
hochwertiger, 2-farbiger Mundspülbecher

- lebensmittelechtes, sortenreines Polystyrol
- abgerundeter Rand
- 100% recyclingfähig
- rückstandsfrei verbrennbar



blau-hellblau 328960	
fuchsia-rosa 328965	
gelb-grün 328970	
orange-gelb 328975	
violett-grün 353175	1200 Stück
	CHF 67.90



QUALITÄT

- strenge Auswahl von Lieferanten
- nur durch Fachpersonal geprüfte Qualität
- Produkte von führenden Herstellern aus der Schweiz, Europa, USA und Asien

abc Servietten-Clip 47 cm

zur Fixierung der Serviette um den Hals

- autoklavierbar



blau
343140



grün
343145



pink
343150



neongelb
343155



gelb
360585



Stück
CHF **4.50**

abc Kanülensammler gelb 700 ml

Entsorgungsbehälter

- zur Aufnahme von gebrauchten Kanülen / Skalpellen
- Sicherheitsbox mit Spezial-Einwurföffnung
- universale Abzieh- / Abdrehvorrichtung

308520



Stück
CHF **4.90**



abc Medikamentensäckli

zur Weitergabe von Medikamenten an Patienten

- Mass: 65 x 95 mm
- transparent mit Weissm Beschriftungsfeld
- vorgedruckte Inhalts- und Dosieranweisungen

242805



200 Stück
CHF **11.90**

abc Spritzflasche 500 ml

Bei der Benutzung dieser Dosierflasche vermeiden Sie die Vernebelung und somit das Einatmen von Desinfektionsmitteln

- zylindrische Form, gut stehend
- Färbung lösungsmittlecht
- bestehend aus Polypropylen (PP)



gelb
251680



grün
251685



blau
242715



rot
265420



Stück
CHF **13.40**

abc Sortimentskasten klein

da herrscht Ordnung in der Schublade

- 210 x 120 x 35 mm
- transparent
- mit Scharnierdeckel
- mit Längs- und mehrfacher Querteilung
- Anzahl Fächer: 3 x 6; Fachmass: 36 x 32 mm

278470



Stück
CHF **22.40**



abc Sortimentskasten gross

da herrscht Ordnung in der Schublade

- 250 x 170 x 45 mm
- transparent
- mit Scharnierdeckel
- mit Längs- und mehrfacher Querteilung
- Anzahl Fächer: 2 x 6 / 1 x 6 Fachmass: 48 x 38 / 65 x 38 mm

278465



Stück
CHF **29.50**



abc Patientenumhang Tissue/PE
hoher Schutz für den Patienten

- Mass: 50 x 60 cm
- 1 Lage Tissue und 1 Lage PE-Folie
- saugfähig (oben) und schützend (unten)
- mit Halsausschnitt und Befestigungsband
- praktische Abreisssperforation



berry
403055



blau
403035



fresh-grün
403050



gelb
403060



hellblau
403010



lila
403015



mintgrün
403020



orange
403025



pink
403040



rosa
403045



weiss
403030



80 Stück
CHF **10.90**

abc Filterpapier

Krepp-Papier für Trays und Steri-Kassetten

- hochsaugfähig und hochnassfest
- ökologisch freundlicher Zellstoff
- umweltschonend ohne Chlor gebleicht
- in PE-Folie eingeschweisst
- 55 g / m²



blau 18 x 28 cm
367765



fresh-grün 18 x 28 cm
353325



gelb 18 x 28 cm
287135



hellblau 18 x 28 cm
287115



lila 18 x 28 cm
318315



mintgrün 18 x 28 cm
287125



orange 18 x 28 cm
302820



rosa 18 x 28 cm
322815



weiss 18 x 28 cm
101045



ab 10 Packungen

abc Filterpapier mini weiss 13.5 x 17.5 cm
181565



250 Stück
CHF **5.10**
CHF **4.70**

250 Stück
CHF **4.10**

abc Schwebetisch-Schutzauflage 28 x 36 cm
die ideale Schutzauflage für Ihren Schwebetisch oder als
Einleger für Ihre Schubladen

blau
367770



fresh-grün
353280



gelb
324360



hellblau
324355



lila
324365



mintgrün
324375



orange
324380



rosa
324370



weiss
289920




250 Stück
CHF **10.80**

abc Handtücher DELUXE C-Falz

klassisches, hochwertiges Falthandtuch

- Mass: 25 x 33 cm
- geprägt, lagenverleimt
- 2-lagig, weiss
- 100% Zellstoff
- 24 Bund à 144 Blatt

332375



3456 Stück

CHF **75.10**

CHF **21.09** per
1000 Tücher



CHF **17.84** per
1000 Tücher

abc Handtücher EXTRA C-Falz

klassisches, traditionelles Falthandtuch

- Mass: 23 x 33 cm
- 2-lagig, weiss, hoch saugfähig
- 100% Zellstoff
- 20 Bund à 153 Blatt

372285



3060 Stück


CHF **54.60**

abc Handtücher Z-Falz

gebrauchsfertige Tücher – Einzeltuchentnahme

- Mass: 23.5 x 24 cm
- geprägt, lagenverleimt
- 2-lagig, weiss
- 100% Zellstoff
- 25 Bund à 150 Blatt

317160



3750 Stück

CHF **51.90**

CHF **13.84** per
1000 Tücher



abc Handtücher FSC Z-Falz

Oeco Swiss Comfort FSC

- Mass: 24.5 x 23 cm
- in der Schweiz produziert Qualitätsprodukt
- umweltfreundlich und nah, dank kurzer Lieferwege
- 2-lagig
- hochweiss aus 100% Zellstoff
- 24 Bund à 176 Blatt

395460



4224 Stück

CHF **49.-**

CHF **11.60** per
1000 Tücher



passender Handtuchspender siehe Seite 56

abc Kopfschutztaschen weiss

Universal-Kopfschutztasche für alle gängigen Behandlungseinheiten

- Mass: 25 x 33cm, 2-lagig
- 1. Schicht: Premiumzellulose (26 g / m²)
- 2. Schicht: Polyethlen (PE)
- für maximalen Schutz vor Wasser
- geprägt und gefaltet
- latexfrei

320990



500 Stück

CHF **42.80**



abc Einmalschutzbezüge

hygienischer Schutz für alle Kopf-
stützen an zahnärztlichen Behand-
lungseinheiten

- saugfähiger, atmungsaktiver Vliesstoff
- passt auch auf elsa, head & neck usw.

323355



100 Stück

CHF **9.90**

abc Kosmetiktücher

unverzichtbar im Praxis-Alltag

- Tuchformat 20 x 20 cm
- samtweich
- Box mit Lasche à 150 Tücher
- weiss
- 2-lagig
- 100% Zellstoff

400370



150 Tücher

CHF **1.90**

ab 29 Boxen (1 Karton)

CHF **1.75**



abc Toiletten-Papier Premium

Schweizer Premiumqualität

- Langblatt 250 Coupons 10 x 13.5 cm
- weiss mit Premium Prägung
- 100% Zellstoff
- 3-lagig

289950



8 Rollen

CHF **6.10**

ab 9 Packungen

CHF **5.70**



abc Patientenservietten Tissue/PE

optimaler Schutz und Komfort für den Patienten

- Mass: 33 x 45 cm
- höchst saugfähig und wasserbeständig
- 2-Lagen-Tissue (je 17 g), 1 Lage PE-Folie
- geprägt und gefaltet
- latexfrei
- 3-lagig

berry
363925



blau
328530



fresh-grün
353340



gelb
288170



hellblau
288160



lila
318330



mintgrün
288165



orange
302810



pink
367735



rosa
324935



schwarz
340030



weiss
288155



500 Stück

CHF **24.90**

abc Tissue-Servietten Dinner

saugstark, hygienisch, weich

- Mass: offen 40 x 40 cm, gefaltet 20 x 20 cm
- weiss
- 4-lagig
- gefalzt, 1 / 4 Falz
- mit Randprägung

309365



4 x 200 Stück

CHF **59.90**



abc Servietten plano

schützt Patienten vor Feuchtigkeit und Schmutz

- Mass: 36 x 36 cm
- stabiles weiches Krepp
- praktischer Dispenser

blau

238805



1000 Stück

CHF **54.10**

weiss

238800



1000 Stück

CHF **48.90**



abc Wattekügelchen

trocknen der Kavität, Applizieren von Medikamenten

- 100% (chlorfrei gebleichte) Baumwolle
- hoch saugfähig
- sehr weich, trotzdem hohe Stabilität

Gr. 1 3 mm

372865



2,5 g

CHF **8.80**

Gr. 2 4 mm

372860



4 g

CHF **10.60**

Gr. 3 5.5 mm

372855



4 g

CHF **8.60**

Gr. 4 7 mm

372850



10 g

CHF **8.90**





abc Schaumstoffpellets

individuell einsetzbar

- drucklose Applikation flüssiger / pastöser Präparate
- Träger von Kältemittel zur Vitalitätsprüfung
- zur Schmelz-Ätzung
- Touchierung infizierter Alveolen
- Entleeren entzündeter Alveolen
- Ventilverschluss
- Applikation von temporären Füllungen

Nr. 1 rund Ø 4 mm

271570



3000 Stück

CHF **11.50**

Nr. 2 rund Ø 5 mm

271575



1000 Stück

CHF **11.50**

Nr. 3 rund Ø 8 mm

271580



500 Stück

CHF **11.50**

Nr. 4 konisch Ø 6 / 8 mm

271585



500 Stück

CHF **11.50**



abc Watterollen

- 100% Baumwolle
- besonders stabil, fusselfrei
- unsteril
- vor Gebrauch autoklavierbar bei 120°C

Gr. 1 Ø 8 mm

252180



Gr. 2 Ø 10 mm

252185



Gr. 3 Ø 12 mm

252190



300 g

CHF **6.40**

abc Wattestäbchen Ø 5 mm

die ideale Applikationshilfe

- zur Fluoridierung, Plaqueanfärbung, etc.
- Länge: 15 cm (aus Buchenholz)
- Wattekopf aus 100% Baumwolle
- unsteril

299835



250 Stück

CHF **4.50**



abc Cello-Tupfer

Zellplättchen aus hochgebleichtem Verbandzellstoff

- Mass: 4 x 5 cm vorgestanzt
- unsteril
- hohe Saugfähigkeit
- zum Tupfen, Polstern, Wischen, Saugen, etc.
- 12-lagig, weiss
- 100% Baumwolle
- sauber geschnitten, handlich verpackt

① plano

297785



2500 Stück

CHF **31.90**

② Rolle

274825



2 x 500 Stück

CHF **5.90**

ab 12 Packungen

CHF **5.60**

abc Multitupfer unsteril

zur chirurgischen Wundversorgung

- 100% Baumwolle (Gaze / Verbandmull)
- 20-fädig, gleichmässiges Format
- schnell saugend, fädchenfrei

① Walnuss 10 x 13 mm

252195



500 Stück

CHF **24.90**

② Pflaume 16.5 x 20 mm

252200



500 Stück

CHF **39.90**



ALLES AN LAGER

- Unsere Lieferbereitschaft beträgt 98%.
- Sie haben dauernden Zugriff auf 15'000 Lagerartikel.



abc Polishing-Cups WS/Lamellen

innovative, latexfreie, farbige Polierkelche in 3 verschiedenen Härtegraden – je nach Bedarf

- zum Reinigen und Polieren aller Zahnoberflächen
- zur Entfernung von Belägen wie: Kaffee, Tee, Nikotin, Rotwein etc.
- Kelchform mit Lamellen, medizinisches Polymer
- Latch-Type
- latexfrei

hard blau
341480



medium lila
341470



soft pink
341460



100 Stück
CHF **29.–**



abc Polishing-Cups Standard WS/Lamellen weiss

Polierkelche mit Lamellen für das Winkelstück

- zur Reinigung und Politur des natürlichen Zahnes sowie von Gold- und Amalgam-Füllungen
- auch zur Plaque-Entfernung bestens geeignet

320610



100 Stück
CHF **24.90**

abc Prophy-Bürsten Nylon WS Ø 2 mm

Nylonbürsten, die speziell für das Reinigen und Polieren schwer erreichbarer Bereiche wie Brackets, Kavitäten, Fissuren, Zahnfleischlinie entwickelt wurden. Mit leichtem Druck und geringer Geschwindigkeit können sie sogar subgingival und zur Reinigung vor dem Bonding von Füllungen, Inlays, Onlays und Kronen verwendet werden

- Latch-Type

341400



30 Stück

CHF **29.–**



abc ZR-Bürsten Nylon Standard WS weiss

die Zahnreinigungsbürste für das Winkelstück

- eignet sich zum Reinigen und Polieren von Zähnen, Gold- und Amalgam-Füllungen
- entfernt Plaque und ist vibrationsfrei
- Ø 7 mm, Latch-Type

164630



100 Stück

CHF **49.–**

abc Occlu-Bürsten WS

ein schnelles und effektives Poliersystem für Restaurationen und natürliche Zähne

- keine Polierpaste nötig
- Polierkörper bereits in jeder einzelnen Borste
- in einem Schritt ausarbeiten und polieren
- autoklavierbar bei 134°C / mindestens 3 min



kleiner Kelch
323190



regular Kelch
323195



Spitze
323200



10 Stück
CHF **29.–**

abc ZR-Bürsten Nylon WS

innovative, farbige Zahnreinigungsbürsten in 3 verschiedenen Härtegraden

- je nach Bedarf zur Entfernung von hartnäckigen Belägen wie Kaffee, Tee, Nikotin, Rotwein etc.
- Ø 7 mm, Latch-Type



hard blau
341450



medium lila
341440



soft pink
341430



100 Stück
CHF **67.90**

abc ID Bürsteli

das ideale Reinigungsgerät bei offen stehenden Interdental-
räumen im Front- und gut zugänglichen Seitenzahnbereich

- Spiralbürsten ohne Halter von Hand zu verwenden
- leicht in die gewünschte Form biegsam
- aus beschichtetem Spezialdraht



lang konisch Ø 4 / 7.5 mm
251615



lang Ø 2.5 mm
374085



kurz Ø 3 mm
119700



kurz konisch Ø 3 / 7 mm fein
119710



lang Ø 3 mm
119715



lang Ø 5 mm
119720



lang Ø 8 mm
119725



10 Stück
CHF 4.90

Art. Nr.	Bezeichnung	
374085	Ø 2.5 4012	
119700	Ø 3.0 mm 4013	
119710	Ø 3/7 mm 4015	
119715	Ø 3 mm 4032	
119720	Ø 5 mm 4035	
119725	Ø 8 mm 4036	
251615	Ø 4/7.5 mm 0010	



abc Brush-Sticks

ein Zahnzwischenraum-Reinigungs-
mittel mit ausgezeichneter
Reinigungs- und Massagewirkung

- Kunststoffkeil mit Filzspitze
- mehrmals verwendbar
- dank beiliegendem Schutzrohr auch für unterwegs
- in praktischer Schiebeschachtel


238030 12 x 10 Stück



CHF 47.90

abc Clean-Brush Kunststoffhalter

- Stecksystem für sicheren Halt
- ergonomisch geformter Griff
- 120° Aufsteckwinkel
- Halterende mit Depot für Bürsten
- zusätzliche Aufsteckfunktion am Halterende



blau-transparent
357675



pink-transparent
357670



Stück
CHF 2.90

abc ID Bürsteli Clean-Brush

zur gründlichen und schonenden Reinigung der Inter-
dentalräume sowie Zahnspangen, Brackets, Brücken, etc.

- hochwertige, biegsame Bürsten
- beschichteter Spezialdraht, ultrafeine Borsten
- Verletzungsschutz: dank aufwändiger Schlaufenfertigung des Drahtendes

xx-fein pink 1.6 mm

Bürstenlänge: 10.6 mm; Draht: Ø 0.45 mm

276105



x-fein gelb 1.8 mm

Bürstenlänge: 11.4 mm; Draht: Ø 0.5 mm

276110



fein weiss 2.0 mm

Bürstenlänge: 13.1 mm; Draht: Ø 0.6 mm

276115



medium grün 2.2 mm

Bürstenlänge: 13.1 mm; Draht: Ø 0.8 mm

276120



konisch orange 2.5 / 5 mm

Bürstenlänge: 13.1 mm; Draht: Ø 0.5 mm

276135



large blau 3.0 mm

Bürstenlänge: 13.1 mm; Draht: Ø 0.8 mm

276125



x-large bordeaux 6.5 mm

Bürstenlänge: 13.1 mm; Draht: Ø 0.8 mm

276130



6 Stück
CHF 3.90

abc Clean-Brush Aluminiumhalter duo

doppelseitiger Aluminiumhalter für alle ID-Bürsten

- hochwertig und langlebig, nur 11 g leicht
- feste Bürstenarretierung durch Gewindeverschluss
- beidseitig verwendbar



gold
276095



silber
276100



Stück

CHF 3.50

abc Clean-Brush Aluminiumhalter

Aluminiumhalter für alle ID-Bürsten

- hochwertig und langlebig, nur 11 g leicht
- feste Bürstenarretierung durch Gewindeverschluss



gold
276090



Stück

CHF 2.50

abc ID Bürsteli mit Halter hygienisch, praktisch, unerlässlich

- rostfreier, ummantelter Drahtkern
- biegsam für verbesserte Zugänglichkeit
- Bürste und Griff in einem Stück
- hygienische, belüftete Schutzkappe
- farbcodierter, ergonomischer Griff



XXXXF pink 1.8 mm
373185



XXXF orange 2.0 mm
373190



XXF rot 2.5 mm
373195



XF blau 3.0 mm
373200



F gelb 3.5 mm
373205



M grün 5.0 mm
373210



L lila 6.0 mm
373215



XL grau 9.0 mm
373220



6 Stück

CHF 3.90



abc Prophy-Interprox Bürsteli

Spitzbürste zur punktgenauen Anwendung

- konisch zulaufendes Borstenbüschel
- effiziente Reinigung von Zahnfleischsaum
- effiziente Reinigung von Sulkustaschen
- Ideal zur Reinigung von: kieferorthopädischen Apparaturen, Implantaten und Interdentalräumen
- optimale Applikation von Präparaten

276150



12 x 6 Stück

CHF 41.90



abc ID Bürsteli Travel

eine saubere Sache für unterwegs

- aus kunststoff-beschichtetem Spezialdraht
- mit praktischer, hygienischer Kappe

Tanne konisch Ø 3 / 6 mm
101050



Zylinder Ø 3.5 mm
101055



10 Stück

CHF 14.90



abc Prophy-Interprox Kunststoffhalter für unsere Prophy-Interprox Bürsteli 276150

- Fingerformgriff 14 cm
- 2 Aufsteckwinkel 60°C und 120°C
- Halterende mit Depot für Bürsten

blau transparent
276145



pink transparent
276140



Stück

CHF 3.50



abc Prothesenbürste DeLuxe

zur gründlichen Reinigung der Prothese

- ergonomisch erhabener 8-kant-Griff (Fingerform)
- 2 Borstenfelder für unterschiedliche Anwendungen: grosses Borstenfeld zur Reinigung der Aussenseiten kleiner Kopf zur Reinigung der Innenseiten

blau transparent
352485



pink transparent
352495



Stück

CHF 2.60



abc Zungenreiniger

zur effektiven Entfernung von bakteriellen Belägen

- Borstenfeld mit kurzen abgerundeten Borsten: hebt Beläge an
- integrierter Zungenschaber: entfernt anschliessend die gelösten Beläge
- abgewinkelter, flacher Rundbügel: reduziert Würgereiz
- handlicher Fingerformgriff, mit Schutzkappe

blau transparent
299920



pink transparent
299925



4 Stück

CHF 7.90

abc Einmalzahnbürsten mit Paste
ideal vor der Behandlung

- Länge gesamt: 165 mm, Bürstenkopf: 30 mm
- einzeln, hygienisch verpackt
- mit transparenter Zahnpasta
- extrafrisch im Geschmack
- griffige stabile Form
- 4 Borsten-Reihen



berry
367775



blau
321040



fresh-grün
355365



gelb
321045



lila
321030



orange
321055



rosa
378305



100 Stück
CHF 15.50

abc Einmalzahnbürsten PLUS mit Paste assortiert
gut gemischt,

- Länge gesamt: 155 mm, Bürstenkopf: 30 mm
- extrafrisch im Geschmack
- ultrasofte Borsten aus Nylon
- ovaler Bürstenkopf
- mit transparenter Zahnpasta
- Inhalt: blau, lila, orange, pink

357625



100 Stück
CHF 15.50



abc Zahnpflege-Kaugummi
Zahnpflege für zwischendurch

- zuckerfreier Zahnpflegekaugummi mit Zucker-
austauschstoffen (Sorbit, Maltisirup, Xylit, Mannit, Isomalt)

335275



62.5 g

CHF 3.50



abc Mundwassertabletten

Mund- und Rachenspülung in der Praxis

- lösen sich in maximal 3 Minuten vollständig auf
- erfrischend, kühlend
- leicht antiseptisch

grün / mint
279570



pink / thymol
279575



1000 Stück
CHF 20.90



abc Zahnschmuck Crystal 1.7-1.8 mm
Swarovski Elements

- Strasssteine mit flacher Rückseite

Bitte verwenden Sie einen Kleber ohne Aceton!

298470



6 Stück

CHF 28.90



abc Röntgenhüllen A5 quer

- Mass: 215 x 140 mm
- transparente PP-Folie
- eine Längsseite offen

165710



100 Stück

CHF **49.90**



abc Speicherfolien-Schutzhüllen

für digitales Röntgen

- garantieren eine optimale Bildqualität
- kompatibel mit den marktüblichen Systemen ohne Rahmen z.B. Dürr, Dentsply Sirona

Gr. 0 / 2 x 3 cm

322955



100 Stück

CHF **17.90**

Gr. 2 / 3 x 4 cm

322960



300 Stück

CHF **49.90**

Gr. 3 / 2.7 x 5.4 cm

353790



100 Stück

CHF **27.90**

abc Röntgenfolien

zum Aufkleben von Röntgenbildern

- Foliendicke: 0.19 mm
- einseitig matt
- jede andere Grösse auf Wunsch als 1000er Packung möglich



115 x 200 mm

120080



115 x 300 mm

120085



130 x 290 mm

120090



140 x 200 mm

120095



140 x 280 mm

120100



140 x 300 mm

120105



100 Stück

CHF **33.50**

145 x 205 mm

120110



148 x 210 mm

120115



150 x 280 mm

120120



150 x 300 mm

171700



160 x 284 mm

209795



210 x 300 mm

120125



100 Stück

CHF **46.30**

100 Stück

CHF **55.30**

100 Stück

CHF **36.50**

100 Stück

CHF **53.10**

100 Stück

CHF **81.-**

100 Stück

CHF **40.70**

100 Stück

CHF **41.30**

100 Stück

CHF **53.30**

100 Stück

CHF **66.50**

100 Stück

CHF **131.70**

100 Stück

CHF **82.80**

abc Aufbiss-Schutzhüllen 5.1 x 2.1 cm

Hüllen für einmaligen Gebrauch

- Patientenfreundliche, weiche Folie
- Griffleiste im Öffnungsbereich
- offene Seite 2.1 cm
- Rolle in praktischer Entnahmebox

352005



500 Stück

CHF **59.-**





abc Rennauto mit Rückzugmotor

kurz rückwärts ziehen und los geht die Raserei

- viele coole Farben
- 7 cm gross

Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet!

360635



24 Stück

CHF **26.90**



abc Tattoos für Kinder Zahnmotiv

die Belohnung für kleine Patienten

- 12 kindgerechte Motive
- auflegen, anfeuchten, abziehen
- hält mehrere Tage

Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet!

363905



144 Stück

CHF **14.90**



abc Ausmalbuch / Malstifte

bunter Malspass für kleine Patienten

- 8 Seiten
- Format: 10.5 x 10.5 cm
- Softcover-Einband
- Umschlag farbig, innen schwarz / weiss

abc Ausmalbuch «Die Zahnindianer»

374250



10 Stück

CHF **9.90**

abc Malstifte 6 Farben im Etui

354625



10 Stück

CHF **11.90**



abc Gummi-Tierli

das ideale Spielzeug für Ihre kleinen Patienten

- auch als Radiergummi zu verwenden
- assortierte Figuren und Farben

Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet!

163005



50 Stück

CHF **27.90**



abc Bleistifte Zahnmotiv

«I love my teeth»

- tolle Bleistifte mit lustigem Zahnmotiv

Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet!

360630



72 Stück

CHF **29.-**

abc Milchzahnbehälter
gut aufbewahrt

- Zahnbehälter aus Kunststoff
- Grösse: ca. 4.3 x 2.5 cm
- 6 verschiedene Farben: blau, gelb, grün, lila, orange, pink

374260 36 Stück
CHF 29.–



abc Super-Flummybälle SMILEY assortiert
als Belohnung für Ihre kleinen Patienten

- aus Vollgummi ... springt daher enorm hoch
- Smiley-Gesicht auf jedem Ball
- Ø 27 mm, farbig sortiert

Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet!

410530 100 Stück
CHF 34.90



abc Sanduhr Smile

Vertrauen ist gut – Kontrolle ist besser

- motivierend
- 3 Minuten Putzzeit

blau
394050



rosa
394055



10 Stück
CHF 9.90



abc Gebiss Schlüsselanhänger
bunt macht gute Laune

- herzige Schlüsselanhänger in Gebissform
- je 2x blau, gelb, grün, lila, orange, rosa

392885 24 Stück
CHF 22.90



abc Sterilisations-Folien 200 m
ein Produkt von höchster Qualität

- mit lösungsmittelfreiem Kleber
- latexfrei, gute Transparenz
- gewährleistet gute mikrobiologische Barriere
- optimale Anti-Beschlag-Eigenschaften
- mit Farbwechsel-Indikator
- für Dampf- und ETO-Sterilisations-Systeme
- entspricht EN 868-1



5 cm
287420



7.5 cm
287430



10 cm
287435



15 cm
287440



20 cm
402395



25 cm
390410



Stück
CHF 16.90

Stück
CHF 18.90

Stück
CHF 28.90

Stück
CHF 37.90

Stück
CHF 55.90

Stück
CHF 58.90

abc Sterilisations-Beutel

Produkte von grundlegender Bedeutung für einen korrekten Sterilisations-Prozess

- von höchster Qualität
- medizinisches Papier 60 g / qm – 83 my
- Folie 58 g / qm – 56 my
- lösungsmittelfreier Klebstoff
- gute Transparenz dank Anti-Beschlag-Eigenschaft
- hervorragende Abdichtung
- mit selbstklebender Lasche
- 2 aufgedruckte Indikatoren
Dampsterilisation 134°C; rosa -> braun
Gassterilisation 54°C; grün -> gelbbraun
- entspricht EN 868-1



75 x 250 mm
358330



90 x 230 mm
358320



140 x 250 mm
358335



200 Stück
CHF 13.90

200 Stück
CHF 14.50

200 Stück
CHF 24.90





abc Papier-Sack

gut verpackt

- kostengünstig
- ökologisch unbedenklich
- Flachbandgriff und Standboden

klein 22 x 27.5 cm

367600



Stück

CHF **0.60**

gross 35 x 40.5 cm

367605



Stück

CHF **0.85**



abc Digital-Timer

überall, wo eine genaue Zeitmessung nötig ist

- Mass: 60 x 40 x 15 mm
- Count Down / Count Up
- mit Quarzuhrwerk und digitaler Anzeige
- Minuten- und Sekundeneinstelltaste
- Laufzeit: 99 Minuten / 59 Sekunden
- Standfuss / Magnethalterung
- inkl. einer Knopf-Batterie

263340

Stück



CHF **16.90**



abc Wand-Handtuchspender weiss

- Kunststoffgehäuse mit Kontrollfenster
- inkl. Montageanweisung,
- Material für die Wandmontage und Schlüssel

Passende Handtücher finden Sie auf Seite 36

klein

- Masse: Breite 29 cm / Höhe 30 cm / Tiefe 13 cm
- Befüllung ca. 300 Tücher (2 Bund)

317175



Stück

CHF **59.-**

gross

- Masse: Breite 30.5 cm / Höhe 40 cm / Tiefe 13 cm
- Befüllung ca. 600 Tücher (4 Bund)

289935



Stück

CHF **69.-**



in jeder beliebigen Grösse lieferbar

blau 50 x 50 cm

385365



Stück

CHF **27.70**

blau 60 x 60 cm

363175



Stück

CHF **29.90**

blau 80 x 80 cm

363170



Stück

CHF **35.90**

blau 100 x 80 cm

364130



Stück

CHF **38.60**

grün 40 x 40 cm

364520



Stück

CHF **22.10**

grün 50 x 50 cm

290665



Stück

CHF **26.90**

grün 55 x 55 cm

362180



Stück

CHF **25.90**

grün 70 x 70 cm

290680



Stück

CHF **32.20**

grün 80 x 80 cm

379480



Stück

CHF **34.10**

grün 130 x 70 cm

380215



Stück

CHF **39.30**

abc OP-Tuch

wiederverwendbares Abdecktuch

- gesäumt
- auch geeignet zum Einwickeln von Sterilgut
- 50% Baumwolle / 50% Polyester; 175 g / m²

Pflegehinweise:

- professionelle Trockenreinigung möglich
- Normalwaschgang 95°C
- Trocknen im Tumbler bei 60°C
- Bügeln bei 150°C



abc Polar Spray

Kältespray in medizinischer Qualität

- zur Vitalitätsüberprüfung am Zahn
- hervorragend zum Vereisen von Schaumstoffpellets und Watterollen
- zum raschen Abkühlen von Abformmaterialien
- ungiftig
- Propan-Butan-Gemisch mit frischem Menthol Duft
- verdampft sofort und rückstandsfrei
- FCKW-freies Treibmittel
- hochwertige Aluminiumblockspraydose
- Applikationsröhrchen zum gezielten Aufbringen
- Temperaturen bis -45°C an der Düse
- mint

131410



200 ml

CHF **3.90**



abc Tagesplaner

der ideale und günstige Helfer für jede Praxis

- 3 Spalten 7 – 19 Uhr

164470



50 Blatt

CHF **4.90**



abc Chromstahl-Schale B2 70 x 35 mm

189035



Stück

CHF **15.90**



abc Schutzwachs weiss

orthodontisches Zahnwachs

Zahnwachs dient nach Befestigung der Brackets zum Schutz vor Verletzungen der Mundschleimhaut im Wangenbereich, oder an der Zunge.

Box blau

367465



Box pink

368125



50 x 5 Stück

CHF **29.-**

abc Stangen-Wachs rot

thermoplastisches Abformmaterial in Stangen

- gute Verarbeitungseigenschaften
- hohe Stabilität und Genauigkeit
- gute Verformbarkeit schon bei Körpertemperatur
- ideale Arbeitstemperatur: 50 – 52°C

367470



10 Stück

CHF **11.90**



ONLINE-SHOP

Bei Internetbestellungen:

- liefern wir portofrei
- www.abcdental.ch



abc BurButler Bohrerstände
anders als alle anderen

- flexibles Silikon
- robust, langlebig, hitzebeständig, elegant
- von einem Zahnarzt entwickelt
- für alle HS, WS + FG Instrumente
- sterilisierbar bei 134 – 137°C (5 min)
- in 5 verschiedenen Farben

Lieferung erfolgt ohne Inhalt



5-Loch blau
367485



5-Loch orange
367500



5-Loch pink
367495



5-Loch violett
367490



5-Loch weiss
367505



10-Loch blau
367510



10-Loch orange
367515



10-Loch pink
367520



10-Loch weiss
367530



Stück
CHF 19.90

Stück
CHF 27.60



25-Loch orange
367885



25-Loch violett
367895



Stück
CHF 34.50



25-Loch blau HS
367855



25-Loch orange HS
367860



25-Loch violett HS
367870



Stück
CHF 43.90

