



CEREC – Aufbaukurs

Sibylle Diggelmann
Verwaltungssekretärin Bereich Computergestützte
Restaorative Zahnmedizin
Telefon +41 44 634 32 72
sekretariatcrz@zzm.uzh.ch

Datum:	20. März 2021 und 23. Oktober 2021
Kurszeiten:	08:00–17.00 Uhr
Kursort:	Hörsaal B1 und klinisches Phantom B23, ZZM, Plattenstrasse 11, CH-8032 Zürich
Kursart:	praktischer Hands-on Kurs mit Vermittlung der theoretischen Grundlagen
Kursleitung:	PD Dr. Andreas Bindl und PD Dr. med. dent. Ender Andreas
Referenten:	PD Dr. Bindl, PD Dr. Ender sowie weitere erfahrene CEREC- Instrukoren der Klinik ZPZ und aus der Privat-Praxis.
Kursthematik Theorie:	Eintägiger praktischer Aufbau-Kurs am CEREC-Gerät: Fortgeschrittenen Anwendern werden vertiefte Kenntnisse über die Fertigungs- und Konstruktionsmöglichkeiten von CEREC vermittelt: Aufnahmetechnik und Konstruktion bei mehreren und grösseren Restaurationen, Quadrantenversorgungen, CEREC Connect, Details der Benutzeroberfläche, biogenerische funktionelle Kauflächengestaltung und virtuelle Artikulation, Einsatz von BioCopy und kontralateralen Spiegeln, Veneerkonstruktionen, Seitenzahn- und Frontzahnkrone inkl. Funktionsregistrator und bukkaler Registrierung; Befestigung von CEREC Teil- und Vollkronen, farbliches Charakterisieren und Glasieren der Versorgungen, insbesondere Lithiumdisilikat. Scannen von Implantaten mit intraoralem Scanpost und Scanbody, Abutmentkronenversorgung auf Implantaten (e.maxCAD meso). Besprechung von komplexen Sonderfällen an mitgebrachten Modellen ist möglich. Jeweils 2-3 Teilnehmenden stehen ein erfahrener Instruktor und ein CEREC-Gerät zur Verfügung. Die unterschiedlichen Blockmaterialien werden gezeigt und können verwendet werden. Jeweils aktuelle Cerec-Aufnahmeeinheiten mit Cerec Primescan und CEREC Omnicam, aktuelle Software und Schleifmaschinen MCXL.
Kursziele:	Beherrschung komplexer Teil- und Vollkronen-Konstruktionen, Quadrantensanierung, Veneers, Brücken, farbliche Charakterisierung der Restauration, Verarbeitung von e.maxCAD Keramik.
Zielgruppe:	CEREC-Benutzer, die sich in der Herstellung von Teil- und Vollkronen perfektionieren und die neuesten Möglichkeiten von CEREC kennen lernen möchten.
Voraussetzung:	CEREC-Anwender mit fortgeschrittener klinischer Erfahrung.
Kursmaterial:	Skript mit Step-by-Step Listen, Sonderdrucke von wichtigen Literaturbeiträgen und Produktinformationen. Das Kursmaterial wird vollständig zur Verfügung gestellt. Bitte zahnärztliche Arbeitskleidung mitbringen.
Kosten:	CHF 1200.– Bitte beachten Sie, dass die Kursgebühren bei kurzfristigen Absagen oder bei Nichterscheinen verrechnet werden müssen. Pausenkaffee und Mittagsverpflegung sind im Kursbeitrag inbegriffen.
Teilnehmerzahl:	20
Anrechenbare Fortbildungszeit:	8 Stunden-äquivalent 11 Punkte laut BZÄK / DGZMK
Kontakt für Auskünfte:	Sekretariat CRZ, Sibylle Diggelmann + 41 (0)44 634 32 72 sekretariatcrz@zzm.uzh.ch
Anmeldung:	ZZM Homepage, https://www.zzm.uzh.ch/de/zahnaerzte/fortbildung/kurskalender.html